



Estetoscópio Electrónico Elite

com a tecnologia SensorTech™



WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Para melhor audição dos sons que necessita ouvir.

Elite Electrónico – O estetoscópio de alta tecnologia com excelente qualidade de som.

Ao contrário dos estetoscópios mecânicos e electrónicos tradicionais, o Estetoscópio Electrónico Elite oferece a captura precisa do som, diminuindo a vibração, a ressonância e a perda do som. This makes it easier to detect low diastolic murmurs and high-pitched pulmonary sounds you might not hear with other stethoscopes.

Funções

- > Interruptor de 2 posições com filtro para poder escutar em altas ou baixas frequências
- > Bi-auriculares e olivas ajustáveis asseguram o conforto durante todo o dia
- > Facilmente transportável ao pescoço ou no bolso
- > Um ano de garantia
- > Bateria de íões de lítio de longa duração até 140 horas



5079-405

SensorTech™

A tecnologia que torna obsoletos os estetoscópios convencionais.

A nossa tecnologia patenteada SensorTech melhorou a arte de registar, transmitir e amplificar as ondas sonoras. O sensor capta os sons do organismo mas não envia sinais ou energia para o corpo do doente. Além disso, os filtros de frequência predefinida facilitam a audição dos tipos de sons que aperfeiçoam a sua capacidade de realizar um diagnóstico. O sensor, situado no centro da peça do tórax para auxiliar a diminuir os ruídos ambientais, é pequeno mas suficientemente potente para captar os sinais mais fracos mesmo através de tecido adiposo espesso e do vestuário.



Posição do transdutor

A superfície de posicionamento do Elite Electrónico elimina a perda de som.

Escute, veja e aprenda com o Estetoscópio Electrónico Elite

Acrescente estas características inovadoras e aumente a sua habilidade de auscultação ainda mais.



5079-430

O Analyzer – armazena e analisa os sons que ouve directamente no seu PC.

O Analyzer não só permite enviar e receber arquivos sonoros em qualquer lugar, mas também permite descarregar os sons e guardá-los junto com os registos electrónicos do paciente para tornar a escutar ou analisar quando mais lhe convenha. O software combina um fonocardiograma com um sinal sincronizado de ECG para poder documentar observações anormais ou monitorizar uma condição do doente ao longo do tempo.

5079-414



5079-401

O Distributor – liga vários estetoscópios para formação directa junto do doente.

Com a opção do Distributor, nosso distribuidor de sons, poderá conectar vários auriculares para uma audição em grupo. O Distributor lhe permite, junto com outros quatro colegas (ou estudantes) escutar os sons do corpo do paciente ao mesmo tempo – permitindo a cada utilizador revisar a condição do paciente no acto. É a forma mais rápida e fácil de ensinar a estudantes e residentes as técnicas de auscultação e diagnóstico físico.

especificações

MODOS DE ESCUTA	baixo, alto
GAMA DE FREQUÊNCIAS	20 - 20.000 Hz
VIDA DA BATERIA	1 ano
GARANTIA	1 ano
COMPRIMENTO DO TUBO	45,7 cm
CONTROLO DO VOLUME	15 - 90 dB
BOTÃO DE LIGAR/DESLIGAR	função do temporizador – 3 minutos
DISTRIBUTOR	opcional
ANALYSER	opcional
LIMPEZA	algodão/clorhexidina
ALERGIA	não contém látex

informações de encomenda

ESTETOSCÓPIO ELECTRÓNICO DE WELCH ALLYN (COM TUBO DE 46CM)	5079-405
ELITE DISTRIBUTOR	5079-401
CABO PARA DISTRIBUTOR	5079-413
ELITE AURICULARES (PARA USAR COM O DISTRIBUTOR)	5079-414
BATERIA DE LÍTIO DE 3 V CR123A PARA ESTETOSCÓPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-425
TAMPA DA BATERIA PARA ESTETOSCÓPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-426
OLIVAS PARA ESTETOSCÓPIO ELECTRÓNICO ELITE	5079-427
SOFTWARE ELITE ANALYZER COM ECG	5079-430

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn European Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754