



Welch Allyn producten voor bloeddrukmeting
met schokbestendige DuraShock™-technologie

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Handhaaf nauwkeurige bloeddrukmeetwaarden bij minder levensduurkosten met Welch Allyn DuraShock™-technologie



Zonder raderwerk

Welch Allyn DuraShock™ bloeddrukmeters omvatten een revolutionaire technologie zonder raderwerk—de eerste belangrijke innovatie in aneroïde technologie in bijna 100 jaar.



Minder onderdelen

Door het ontwerp zonder raderwerk bevatten DuraShock meters minder veren, stukken en onderdelen—en zijn derhalve steviger en robuuster—dan traditionele bloeddrukmeters.



*“In een evaluatieonderzoek met b...
bewezen dat de nieuwe technolo...
betrouwbaarder is dan de klassie...
belangrijk omdat veelvoorkomen...
niet door de klinische gebruiker v...*

—Resultaten van onderzoek met valproef bij aneroïde

Resultaten uit “The Aneroid Drop Study: Evaluation of a New Gear-Free Aneroid Blood Pressure Technology and Clinical Relevance of Shock Stability”, uitgevoerd door Dr. Klaus Forstner, 2004.

Vier productlijnen met DuraShock



Platinum Line

LEVENSLANGE KALIBRATIEGARANTIE

- Uiterst schokbestendig—kan **tegen een val van maximaal 150 cm en blijft nauwkeurig**
- **Levenslange kalibratiegarantie**
- Esthetische vormgeving
- Bewegende delen met robijnen voor een lange levensduur
- Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid
- Superieur oppompsysteem voor comfort

In een drukke medische omgeving waar de apparatuur stevig en betrouwbaar moet zijn, zorgen Welch Allyn aneroïde bloeddrukmeters met schokbestendige DuraShock™-technologie voor een nauwkeurige, veilige en langer gekalibreerde meter in vergelijking met traditionele aneroïde bloeddrukmeters.



Nauwkeurig en betrouwbaar

Door het stevige binnenwerk zonder raderwerk zijn DuraShock-bloeddrukmeters schokbestendig en beter bestand tegen dagelijks gebruik en misbruik. De meters blijven langer gekalibreerd, waardoor u zeker bent van nauwkeurige, betrouwbare meetwaarden gedurende de gehele levensduur van de meter.



Minder levensduurkosten

Door de uitstekende garanties voor schokbestendigheid en kalibratie hoeven Welch Allyn meters minder vaak te worden vervangen of opnieuw gekalibreerd als apparaten van concurrenten. Dit bespaart u moeite en tijd en verlaagt de levensduurkosten.

*...trekking tot mechanische schokken is...
...logie zonder raderwerk nauwkeuriger en...
...ke aneroïde apparaten. Dit is bijzonder...
...de kalibratiefouten door schokken doorgaans...
...worden opgemerkt."*

...e meters, Dr. Klaus Forstner



Bekroonde technologie

De gepatenteerde DuraShock-technologie is de eerste belangrijke innovatie in aneroïde bloeddrukmeters in bijna 100 jaar.

...-technologie:



Gold Line

KALIBRATIEGARANTIE VAN 15 JAAR

- Schokbestendig bij een val van maximaal 76 cm voor nauwkeurigheid en minder levensduurkosten
- Kalibratiegarantie van 15 jaar
- Esthetische vormgeving
- Bewegende delen met robijnen voor een lange levensduur
- Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid



Silver Line

KALIBRATIEGARANTIE VAN 10 JAAR

- Schokbestendig bij een val van maximaal 76 cm voor nauwkeurigheid en minder levensduurkosten
- Kalibratiegarantie van 10 jaar
- Lasergegraveerde wijzerplaat voor nauwkeurigheid



Bronze Line

KALIBRATIEGARANTIE VAN 5 JAAR

- Schokbestendig bij een val van maximaal 76 cm voor nauwkeurigheid en minder levensduurkosten
- Kalibratiegarantie van 5 jaar

Overzicht van assortiment DuraShock-producten

Aneroïde meters met trekker
60-serie

Aneroïde meters met
vingerschroef
50-serie

Geïntegreerde aneroïde meters
40-serie

LEVENSLANGE KALIBRATIEGARANTIE • SCHOKBESTENDIG TOT 150 CM • LEVENSLANGE KALIBRATIEGARANTIE • SCHOKBESTENDIG TOT 150 CM

Platinum Line



DS58 Tycos® klassieke
aneroïde handmeter
Nr. DS58-11



DS48A Tycos®
klassieke aneroïde
meter (zakmodel)
Nr. DS48A-11

KALIBRATIEGARANTIE VAN 15 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM • KALIBRATIEGARANTIE VAN 15 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM

Gold Line



DS66 aneroïde meter
met trekker
Nr. DS-6601-189



DS56 aneroïde handmeter
Nr. DS-5601-189

KALIBRATIEGARANTIE VAN 10 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM • KALIBRATIEGARANTIE VAN 10 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM

Silver Line



DS65 aneroïde meter
met trekker
Nr. DS-6501-189



DS55 aneroïde handmeter
Nr. DS-5501-189



DS45 geïntegreerde
aneroïde meter
Nr. DS45-11

KALIBRATIEGARANTIE VAN 5 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM • KALIBRATIEGARANTIE VAN 5 JAAR • SCHOKBESTENDIG TOT 76 CM

Bronze Line



DS54 aneroïde handmeter
Nr. DS-5401-189



DS44 geïntegreerde
aneroïde meter
Nr. DS44-11

Ontdek hoe u kunt profiteren van onze producten voor bloeddrukmeting met DuraShock-technologie en neem contact op met de verkoopvertegenwoordiger of ga naar www.welchallyn.com/durashock.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Europese klantenservice Welch Allyn

Navan Business Park, Dublin Road
Navan, County Meath, Ierland
Tel: +353 46 906 7790
Fax: +353 46 906 7754

Frankrijk: +33 155 69 58 49
Duitsland: +49 6950 985 132
Nederland: +31 202 061 360

Zuid-Afrika: +27 11 777 7555
Zweden: +46 858 536 551
Verenigd Koninkrijk: +44 207 365 6780