



Effektivisera dina hjärtlungundersökningar



Welch Allyn's hjärtlungsortiment

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care™

Ett flexibelt och journalkompatibelt hjärtlungsortin

Effektivisera din praktik
– utan att förändra ditt
arbetssätt.

Nu kan du välja att hantera alla dina hjärtlungdata i ett och samma program - utan att dina rutiner störs. Våra olika hjärtlungutrustningar hanterar patientdata på samma sätt. Därför kan du hämta patientinformation snabbt och enkelt med bara en knapptryckning.

Vilken produkt du än väljer så är alla Welch Allyns hjärtlungutrustningar journalsystemskompatibla och anslutningsbara till ditt journalsystem – redan idag och i framtiden.

Denna flexibilitet inleder en helt ny era i patientvården. Ta steget in i framtiden med en leverantör du känner till och litar på.

ment som gör varje minut effektiv.

CP 100™/CP 200™
vilo-EKG



CP 50™
vilo-EKG



PC-baserad
vilo-EKG



Arbets-EKG



PC-baserad
spirometri



24-timmars
blodtryck



Holter och
händelse-EKG



Programvaran Welch Allyn
CardioPerfect™
Workstation

Kraftfull programvara som förenklar datahanteringen.

Få tillgång till patientdata från hela hjärtlungsortimentet med programvaran Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation. Programvaran hanterar data från olika diagnostiska tester på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation på ett och samma ställe. Det går enklare och snabbare att hämta fram, analysera och redigera information, så att du och dina medarbetare kan samverka mer effektivt med patienterna.

Alternativ för integrering



Flexibla integreringslösningar som gör det möjligt att skicka patientdata vart du vill.

När patientinformation och testdata väl har lagrats i Welch Allyn CardioPerfect Workstation, kan uppgifterna lätt överföras till ett journalsystem eller sjukhusinformationssystem via e-post eller webben. Du kan alltså dela, lagra och komma åt patientinformation från rummet intill – eller från andra sidan jordklotet.

Flexibla EKG-lösningar som passar både dina nutida och dina framtida arbetsrutiner.

Welch Allyns EKG-produktsortiment erbjuder en mängd olika lösningar för att ta korrekta EKG:n. Oavsett om det rör sig om en mottagnings- eller sjukhusmiljö eller om du befinner dig på en avlägsen plats kan vi erbjuda ett fullständigt sortiment av apparater som gör det möjligt att arbeta på det sätt som är effektivast för just din praktik. Eftersom informationen från var och en av dessa apparater dessutom kan lagras och hanteras i programvaran CardioPerfect Workstation kan du enkelt jämföra EKG:n tagna med olika apparater och på olika platser.





Welch Allyns mini EKG-skrivare CP 50™

CP 50 för vilo-EKG ger dig de alternativ som behövs för din praktik till ett pris som passar din budget. Apparaten är snabb, lätt att använda och utrustad med avancerade funktioner för integrering.

- > Touchscreen med instruktioner på skärmen ger dig vägledning när du genomför ett test och underlättar snabb och korrekt EKG-avläsning.
- > Högupplösta utskrifter, programmerbara fält för patientuppgifter och avancerade alternativ för integrering med journalsystem, sjukhusinformationssystem, e-post och webben.



Welch Allyns EKG-skrivare CP 100™

Welch Allyn CP 100™ är en kostnadseffektiv EKG-skrivare för 12 avledningar som är utrustad med både ett komplett alfanumeriskt tangentbord och en LCD-skärm för att underlätta inmatningen av patientdata.

- > Termoskrivare med hög upplösning för standardrapporter i full skala (A4) enligt förvald konfiguration.



Welch Allyns EKG-skrivare CP 200™

Welch Allyn CP 200™ är en användarvänlig, funktionsmässigt komplett apparat med intuitiv design och särskilda funktionsknappar som gör det enklare att utföra EKG-undersökningar. CP 200 har samma funktioner som CP 100 samt därutöver:

- > Färgskärm för visning av EKG-kurvor ger möjlighet att granska informationen under inspelning såväl som inför utskrift.
- > Du kan lagra upp till 50 EKG-undersökningar och 50 spirometritester för senare granskning och redigering av patientdata och tolkning.
- > Väljer du till spirometrimodulen kan du utföra spirometri som pre- och post-bronkdilaterade FVC, VC och MVV. Inkluderar referensvärden, utlåtandeförslag och reversibilitetsanalys.



Welch Allyn PC-baserad vilo-EKG

Med Welch Allyns PC-baserade vilo-EKG kan du med hjälp av Windows®-programvara förvandla din PC till en fullfjädrad EKG-apparat som snabbt och enkelt tar ett EKG.


- > Spara tid och eliminera behovet av upprepade EKG-undersökningar genom att granska en fullständig 12-avledningsrapport på skärmen före utskrift.
- > Med hjälp av EKG-rapporten på skärmen kan du ändra eller lägga till en diagnos samt jämföra mot tidigare EKG-undersökningar för att lyfta fram förändringar.

Till alla EKG-enheter erbjuder vi MEANS - ett av världens bästa tolkningsprogram.



Det har aldrig varit enklare att samla in och hantera dina patienters alla hjärtlungdata.

För att komplettera vårt EKG-sortiment har vi utvecklat en rad andra hjärtlungapparater för din verksamhet. Varje utrustning har den kvalitetsstandard och intuitiva utformning du förväntar dig av produkter från Welch Allyn, men det som verkligen gör utrustningarna unika är det sätt de samverkar på. Om du administrerar alla dina hjärtlungtestdata med Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation kan du hämta, visa och jämföra tester från en rad olika apparater med bara en knapptryckning.





Welch Allyn PC-baserad arbets-EKG

Welch Allyn's PC-baserad arbets-EKG har alla funktioner du behöver, inklusive möjlighet att övervaka 12 avledningar simultant på skärmen med programmerbara rapporter och protokoll – allt i ett och samma högpresterande och kostnadseffektiva system.

- > Levereras med färdiga arbets-EKG protokoll, och innehåller flexibla möjligheter att skapa egna protokoll efter personliga önskemål.
- > Möjlighet till ST-mätningar som kan ändras före, efter eller under testet.
- > Skriver automatiskt ut rapporter, inklusive fullständig information, 2 x 6 medelvärden, trendkurvor, rapporter i tabellform och sammanfattningar.



Welch Allyn ABPM 6100

Welch Allyn ABPM 6100 hjälper dig att analysera blodtrycksregistreringar och diagnostisera potentiella problem som t.ex. förhöjt blodtryck på grund av den kliniska situationen med hjälp av den kraftfulla programvaran och de lättfattliga rapporterna.

- > Lätt, liten och tyst med enkel enknappsstyrning som ökar patientens komfort och uppmuntrar till behandlingsföljksamhet.
- > Den intuitiva och användarvänliga Windows® programvaran genererar en mängd olika vyer och rapporter för att fylla dina behov.



Welch Allyn SpiroPerfect™ PC-baserad spirometri

Spirometern Welch Allyn SpiroPerfect™ levererar korrekta resultat från olika lungfunktionstester på några få sekunder.

- > Exakt och tillförlitlig, utför de vanligaste spirometriregistreringarna såsom pre- och post-bronkdilaterade FVC, VC och MVV. Inkluderar referensvärden, utlåtandeförslag och reversibilitetsanalys.
- > Programvaran verifierar omgående testutförandets kvalitet och variabilitet, och kan jämföra mot tidigare tester med hjälp av trendverktyg.



Welch Allyn Holter-EKG och Händelse-EKG

Welch Allyn's Holter-system är en lättanvänd apparat som tack vare sin ringa vikt och storlek leder till bättre behandlingsföljksamheten hos patienterna.

- > Med hjälp av användarvänlig konfigureringsguid anpassar du systemet efter dina behov så att du snabbt kan hämta fram de data du behöver.
- > Trådlös överföring till PC, där du sen kan visa sammanfattande rapport (24-48 h) eller markera viktiga områden för vidare analys.
- > Händelse-EKG versionen där patienten aktiverar inspelningen under ett par dagar eller mer.



Få tillgång till mer data - utan att lägga ner mer tid.

Med programvaran CardioPerfect™ Workstation från Welch Allyn hanterar du enkelt data från EKG, ABPM och spirometri.

Alla Welch Allyns hjärtlungprodukter överför information till Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation som ger dig både papperslös effektivitet och anslutbarhet till ditt journalsystem. Med programvaran sparar, hämtar, granskar, jämför och redigerar du diagnostisk testdata från valfri dator i nätverket.


- > Hämta tester med en enkel knapptryckning och granska, jämför och redigera direkt på skärmen
- > Spara tusentals tester med lätthet
- > Hämta informationen från undersökningsrummet, kontoret eller hemmet
- > Faxe eller e-posta rapporter direkt vid konsultationer
- > Integrera med andra patientinformationssystem

Med den Windows-baserade programvaran kan du enkelt välja vilken testtyp du vill utföra..

Testinformationen visas i ett stort vy som underlättar analysen.

En enkel knapptryckning ger dig tillgång till patientens samtliga tester.

Lägg till anteckningar om din diagnos med hjälp av den unika funktionen för tolkningsredigering.



Möjligheten att integrera programvaran med andra system gör det lättare att administrera patientinformation.

Welch Allyn CardioPerfect™ Workstation är fullt journalsystemskompatibel och kan omedelbart överföra nödvändig information till ert journalsystem. Integrera fakturering, tidsbok och all patienttestdata i ett och samma informationssystem som håller reda på alla dina patienter. Möjligheten att överföra information mellan ditt journalsystem och Cardio Perfect Workstation sparar värdefull tid då du bara behöver skriva in patientinformationen. Du kan även dela krypterad testdata med kollegor genom e-post eller webben. Oavsett din integreringsbehov har Welch Allyn lösningen för dig.

Welch Allyn Corporate Headquarters
4341 State Street Road
P.O. Box 220
Skaneateles Falls, NY 13153-0220
U.S.A.
Telefon: +1.315.685.4602
+1.800.535.6663
Fax: +1.315.685.0054

Welch Allyn kundtjänst, Europa +353 46 90 67790
Australien: +61 29 638 3000
Kina: +86 21 6327 9631
Frankrike: +33 155 69 58 49
Tyskland: +49 6950 985 132
Latinamerika (Miami-kontoret): +1 305 669 9003

Malaysia: +603 78753341
Nederländerna: +31 202 061 360
Singapore: +65 6419 8100
Sverige: +46 858 536 551
Storbritannien: +44 207 365 6780

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™