



Ein größeres Blickfeld - ein besseres Blickfeld - ein schärferes Blickfeld.

Nur mit dem neuen Welch Allyn MacroView™-Otoskop.

Das neue MacroView-Otoskop von Welch Allyn verändert die Art und Weise, wie Sie in das Ohr sehen, für immer - ohne dass Sie Ihre Arbeitsweise ändern müssen. Dieses Otoskop der neuesten Generation weist eine fortschrittliche Optik auf, die durch verstärkte Vergrößerung eine vollständige Ansicht des Trommelfells bietet, wobei Sie das Otoskop weniger drehen müssen. Hinzu kommt, dass das MacroView infolge seines einfach zu fokussierenden Okulars eine bessere Visualisierung liefert, mit der Sie ungeachtet von Ohrwachs z.B. Flüssigkeit hinter dem Trommelfell diagnostizieren und eine Untersuchung sogar ohne Ihre Brille vornehmen können. Fazit: MacroView liefert Ihnen ein größeres, besseres und schärferes Blickfeld im Ohr - und Sie können Ihre täglichen Untersuchungen schneller und effizienter durchführen.



Sie erhalten eine fast vollständige Ansicht des Trommelfells

Das Welch Allyn MacroView-Otoskop bietet Ihnen:

- Ein zweimal so großes Blickfeld
- 30 % mehr Vergrößerung als ein herkömmliches Otoskop
- Eine fast vollständige Ansicht des Trommelfells
- Bessere Klarheit und Definition von pathologischen Veränderungen
- Die Möglichkeit bei verschiedenen Ohrkanallängen zu fokussieren.
- Fixiering zum sicheren Befestigen der Ohrspekula und leichtem Abwurf bei der Entsorgung

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Das Welch Allyn MacroView™-Otoskop

Bestellinformationen

23820 Welch Allyn MacroView™-Otoskop mit Rachenleuchte

23810 Welch Allyn MacroView™-Otoskop

Das Welch Allyn Otoskop ist auch erhältlich als Bestandteil von Diagnostik Sets, Tisch- und Wandeinheiten.

Zubehör

23804 Gebläse

06500-U Ersatzlampe

52432-U Universal KleenSpec® Einweg-Ohrspekula für Kinder

52434-U Universal KleenSpec® Einweg-Ohrspekula für Erwachsene

24400-U Set aus 4 wiederverwendbaren Ohrtrichtern (2, 3, 4, 5 mm)



NEU! SofSeal™—Ringe passend für die Ohrtrichter, um während der pneumatischen Otoskopie die Abdichtung zu verbessern und den Patientenkomfort zu erhöhen.

24330 SofSeal mittlere Größe, empfohlen für Ohrtrichter der Größen 3, 4, und 5 mm

24320 SofSeal kleine Größe, empfohlen für Ohrtrichter der Größen 2, 3, und 4 mm



NEU! Ohrtrichter mit Schlitz ermöglicht einen seitlichen Einblick während des Instrumentierens.

52700 Ohrtrichter mit Schlitz (passend auf 23810 und 23820 MacroView Otoskop)

Überzeugen Sie sich von der verbesserten HNO-Untersuchung mit dem neuen Welch Allyn MacroView-Otoskop. Weitere Information finden Sie bei www.welchallyn.com/macroview

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™