




Uudella Welch Allyn MacroView™ -otoskoopilla näet entistä laajemmin, paremmin ja tarkemmin



Otoskoopilla tärykalvo näkyy lähes kokonaan

Uusi Welch Allyn MacroView -otoskooppi muuttaa korvan tähytyksen lopullisesti, mutta sinun ei tarvitse muuttaa työskentelytapojasi. Kyseessä on uuden sukupolven otoskooppi, jonka kehittyneen optiikan ansiosta saadaan entistä suurempia suurennoksia. Voit tähyttää tärykalvon lähes kokonaan, eikä laitetta tarvitse kääntää vaakasuoraan. Lisäksi Welch Allyn Macro View -otoskoopissa on helposti tarkennettava okulaari, jonka avulla näet kertyneen vaikun, paikallistaa tärykalvon takana olevan nesteen ja teet tutkimuksia jopa ilman silmälaseja. Ja mikä tärkeintä, MacroView -otoskoopilla näet korvan entistä laajemmin, paremmin ja tarkemmin. MacroView'illa teet rutiinitutkimuksia aiempaa nopeammin ja tehokkaammin.

Welch Allyn MacroView -otoskoopin edut:

- kaksinkertainen näkökenttä
- 30 prosenttia suurempi suurennos kuin tavallisessa otoskoopissa
- lähes kokonainen kuva tärykalvosta
- selkeä näkyvyys ja rajojen määrittely
- mahdollisuus säätää tarkenninta korvakäytävän vaihtelevien pituuksien tai kaukonäköisyyden mukaisesti
- kiristinkappale, jolla korvasuppilo voidaan kiinnittää paikalleen turvallisesti, turvallinen suppilon irroitusominaisuus

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



- Tarkennuspyörää voi säätää korvakäytävän vaihtelevien pituuksien ja kaukonäköisyyden mukaisesti.
- Kiristinkappaleella varmistetaan korvasuppilon turvallinen kiinnitys ja helppo irrotus
- Valitse joko kertakäyttöinen tai uudelleenkäytettävä korvasuppilo
- Tarkentimen oletusasento (piste ja viiva)
- Puhallusaukko pneumaattista otoskopiaa varten
- Saatavilla myös nieluvalaisin
- Laitteen kehittyneen optiikan ansiosta näkökenttä on kaksinkertainen ja suurennos 30 prosenttia suurempi kuin tavallisella otoskoopilla

Welch Allyn MacroView™ -otoskooppi

Tilaustiedot

WEL23820 Welch Allyn MacroView™ -otoskooppi ja nieluvalaisin

WEL23810 Welch Allyn MacroView™ -otoskooppi

Welch Allyn otoskooppi on saatavana myös diagnostisena settinä, pöytälaturilla ja integroidulla seinätelineellä.

Lisälaitteet

WEL23804 Pneumaattinen palje

WEL06500 Vaihtolamppu

WEL52432U Kertakäyttöinen Universal KleenSpec® Pediatric -korvasuppilo

WEL52434U Kertakäyttöinen Universal KleenSpec® Adult -korvasuppilo

WEL24400U Setti, jossa neljä kestäkäyttöistä korvasuppiloa (2,3,4, & 5mm)



UUSI! SofSeal™ -kiinnitetään Welch Allyn korvasuppilon kärkeen parantamaan tiiviyyttä ja mukavuutta pneumaattisessa otoskopiassa

WEL24330B Sofseal, keskikoko-suositeltava 3,4, & 5 mm korvasuppiloon

WEL24320B Sofseal, pieni-suositeltava 2,3, & 4 mm korvasuppiloon



UUSI! Aukollinen korvasuppilo mahdollistaa instrumentoinnin visuaalisesti

WEL52700B Instrumenttikorvasuppilo (yhteensopiva 23810 ja 23820 MacroView otoskooppien kanssa)

Ota selvää, miten korva-, nenä- ja kurkkututkimukset voidaan uuden Welch Allyn MacroView -otoskoopin avulla saada aivan uudelle tasolle. Lisätietoja saat Internet-sivustosta www.welchallyn.com/macroview

OneMed Oy
PL11, Rajatorpantie 41 B, 01641 Vantaa
Puh. 020 445 3803

Welch Allyn European Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™