



Una visualizzazione più estesa, più accurata, più nitida. Solo con il nuovo Otoscopio Welch Allyn MacroView™.



Visione quasi panoramica
della membrana timpanica

Il nuovo Otoscopio MacroView di Welch Allyn rappresenta l'ultima innovazione nell'indagine otoscopica migliorando le modalità di visualizzazione senza tuttavia modificare il modus operandi. Questo otoscopio di ultimissima generazione è dotato di avanzata tecnologia ottica che fornisce un maggiore ingrandimento del campo visivo consentendo una visualizzazione quasi panoramica della membrana timpanica – praticamente eliminando la necessità di rotazione dell'otoscopio. Inoltre, grazie all'ottica con facile regolazione della messa a fuoco, MacroView assicura un più ampio campo visivo che consente di vedere oltre il cerume, localizzare il fluido al di là della membrana timpanica ed eseguire esami persino senza occhiali. Infine: MacroView offre una visione più estesa, più accurata e più nitida dell'orecchio consentendo l'esecuzione di quotidiane indagini otoscopiche in modo più rapido, accurato ed efficiente.

L'Otoscopio Welch Allyn MacroView offre:

- Campo visivo raddoppiato
- Ingrandimento superiore del 30% rispetto a un otoscopio tradizionale
- Visione quasi panoramica della membrana timpanica
- Maggiore chiarezza e definizione dei punti di repere
- Messa a fuoco regolabile in funzione della lunghezza del condotto uditivo o dell'eventuale ipermetropia dello specialista
- Nuovo sistema per un sicuro posizionamento e una facile rimozione / espulsione degli specula

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Otoscopio Welch Allyn MacroView™

Informazioni per gli ordini

23820 Otoscopio Welch Allyn MacroView™ con illuminatore laringeo

23810 Otoscopio Welch Allyn MacroView™

L'otoscopio Welch Allyn è disponibile anche come set diagnostico, set con caricatore da tavolo e sistema integrato a parete.

Accessori

23804 Insufflatore monopalla con connettore

06500-U Lampadina di ricambio

52432-U Specula universali KleenSpec® pediatrici monouso

52434-U Specula universali KleenSpec® monouso per adulti

24400-U Set di quattro specula auricolari riutilizzabili (2, 3, 4 & 5 mm)



NOVITÀ! SofSeal™ – si applica alla parte terminale delle specula auricolari Welch Allyn per una migliore tenuta e maggior confort durante l'otoscopia pneumatica.

24330 SofSeal, medio, raccomandato per le specule auricolari di misura 3, 4 & 5

24320 SofSeal, piccolo, raccomandato per specula auricolari di misura 2, 3 & 4



NOVITÀ! Specula fessurata che permette l'uso strumenti durante la visita

52700 Specula fessurata per uso strumenti (compatibile con otoscopio MacroView 23810 e 23820)

Scoprite come il nuovo Otoscopio Welch Allyn MacroView può aiutarVi a migliorare drasticamente la qualità delle Vostre indagini ORL. Per maggiori informazioni visita il sito www.welchallyn.com/macroview

Distributore per l'Italia

CORIOS
NETWORK

Corios s.c.
Via Della Pace, 14
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park, Dublin Road, Navan,
County Meath, Ireland
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425
Fax: +39 02 69 633 697
www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™