



Krijg een groter beeld, een beter beeld en een scherper zicht.

Alleen met de nieuwe Welch Allyn MacroView™-otoscoop.

De nieuwe Welch Allyn Macro View-otoscoop zal voor altijd de manier veranderen waarop u het oor bekijkt – zonder uw manier van werken te veranderen. Deze moderne otoscoop bevat geavanceerde optische onderdelen die de vergroting verhogen terwijl ze u een vrijwel compleet zicht op het tympanisch membraan bieden- panorameren wordt vrijwel overbodig. Bovendien verbetert de Macro View de visualisatie door zijn gemakkelijk te focussen ooglens, waardoor u beter voorbij de oorsmeer kunt kijken. Vocht achter het trommelvlies kunt u localiseren en testen kunt u uitvoeren zonder uw bril. Het komt erop neer dat: Macro View u een groter, beter en scherper zicht geeft op het oor – waardoor u uw dagelijkse testen sneller en efficiënter uit kunt voeren.



Bijna volledig zicht op het tympanisch membraan

Voordelen van de Welch Allyn MacroView-otoscoop zijn:

- Een tweemaal zo groot gezichtsveld
- 30% meer vergroting dan een traditionele otoscoop
- Bijna volledig zicht op het tympanisch membraan
- Beter helderheid en definitie van oriëntatiepunten
- De mogelijkheid om de focus bij te stellen bij een variabele oorkanaallengte of verziende ogen
- Tipgreep voor het stevig bevestigen van oorspecula, samen met een disposabel uitspuitlement

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



De Welch Allyn MacroView™-otoscoop

Bestelinformatie

23820 Welch Allyn MacroView™-otoscoop met keelverlichter

23810 Welch Allyn MacroView™-otoscoop

De Welch Allyn Otoscoop is ook verkrijgbaar in diagnostische sets, bureauladersets en geïntegreerde muursystemen.

Accessoires

23804 Insufflatorlamp

06500-U Reserve lamp

52432-U Universele KleenSpec® disposabel oorspecula voor kinderen

52434-U Universele KleenSpec® disposabel oorspecula voor volwassenen

24400-U Set van vier herbruikbare oorspecula (2, 3, 4, & 5 mm)



NIEUW! SofSeal™ – Past op de uiteinden van Welch Allyn oorspecula voor verbeterde afsluiting en comfort tijdens pneumatische otoscopie

24330 SofSeal, Medium – aanbevolen voor 3, 4 & 5 mm oorspecula

24320 SofSeal, Small – aanbevolen voor 2, 3 & 4 mm oorspecula



NIEUW! Specula met Gleuf, waarmee ingrepen tijdens het kijken kunnen plaatsvinden

52700 Instrumentatie Tip (Toepasbaar op 23810 en 23820 MacroView Otoscoop)

Ontdek hoe de nieuwe Welch Allyn Macro View-otoscoop u kan helpen uw KNO-testen naar een hoger niveau te brengen. Ga voor meer informatie naar www.welchallyn.com/macroview