



## Se mer. Se bedre. Se klarere.

### Kun med det nye Welch Allyn MacroView™-otoskopet.



Få en visning av  
nesten hele  
trommehinnen

Det nye Welch Allyn MacroView-otoskopet vil endre måten du ser øret på for alltid – uten å endre måten du arbeider på. Det tilhører neste generasjonen otoskop og inneholder avansert optikk som øker forstørrelsesfaktoren samtidig som det gir deg en nesten full visning av trommehinnen og formelig fjerner behovet for panorering. Med en øyemansjett som er enkel å fokusere gir MacroView forbedret visualisering slik at du kan se forbi voks, lokalisere væske bak trommehinnen og til og med utføre undersøkelser uten briller. Til syvende og sist: MacroView gir deg en større, bedre og skarpere visning av øret – slik at du kan utføre hverdagslige undersøkelser raskere og mer effektivt.

#### Welch Allyn MacroView otoskop gir deg:

- Dobbelt så stort visningsfelt
- 30 % større forstørrelse enn i et tradisjonelt otoskop
- Nesten full visning av trommehinnen
- Bedre klarhet og definisjon av orienteringspunkter
- Mulighet til å justere fokus for forskjellige ørekanallengder eller langsynthet
- Tuppgrep for sikker festing av øretube sammen med utløserfunksjon for å ta av øretuben

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



## Welch Allyn MacroView™ otoskop

### Bestillsinformasjon

**WA 23820** Welch Allyn MacroView™ otoskop med halslampe

**23810** Welch Allyn MacroView™ otoskop

*Welch Allyn MacroView er også tilgjengelig i diagnostiske sett, sett med bordlader og integrerte vegg system.*

### Tilbehør

**WA23804** Ziegles ballong

**WA06500-U** Ekstralampe

**WA52432-U** Universal KleenSpec® pediatrik engangsøretube

**WA52434-U** Universal KleenSpec® voksen engangsøretube

**WA24400-U** Sett med fire flergangs Øretuber (2, 3, 4 og 5 mm)



**NYHET!** SofSeal™ – passer tuppen av alle Welch Allyn øretuber, dette gir økt forsegling og komfort med pneumatisk otoskopi.

**WA24330-B** SofSeal, Medium – anbefalt for 3, 4, og 5 mm øretube

**WA24320-B** SofSeal, Small – anbefalt for 2, 3 og 5 mm øretube



**NYHET!** Øretube med åpning for instrument bruk

**WA52700** Instrument øretube (passer til WA23810 og WA23820 MacroView otoskop)

Les mer om hvordan det nye Welch Allyn MacroView-otoskopet kan hjelpe deg med å ta øre-nese-hals-undersøkelsene til et nytt nivå.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til [www.welchallyn.com/macroview](http://www.welchallyn.com/macroview)

Welch Allyn European Customer Services,  
Navan Business Park, Dublin Road, Co. Meath, Republic of Ireland  
Tel: 00 353 46 90 67790 Fax: 00 353 46 90 67754

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™