




## Zobaczysz więcej, zobaczysz dokładniej, zobaczysz wyraźniej!

Tylko za pomocą nowego otoskopu Welch Allyn - MacroView™.



MacroView umożliwia  
wgląd w niemal całą  
błonę bębenkową

MacroView™, nowy otoskop firmy Welch Allyn na zawsze zmieni sposób, w jaki badasz ucho — nie zmieniając metody pracy. Ten nowej generacji wziernik wyposażono w zaawansowany system optyczny zapewniający znacznie większe powiększenie i umożliwiający uzyskanie obrazu niemal całej błony bębenkowej — praktycznie eliminując konieczność przemieszczania wziernika. Co więcej, dzięki systemowi regulacji ogniskowej, otoskop MacroView umożliwia poszerzenie zakresu wziernikowania, badanie złogów woskowiny, lokalizację płynu w uchu środkowym, a nawet przeprowadzanie badania ucha bez okularów. Podsumowując: otoskop MacroView daje szerszy, dokładniejszy, ostrzejszy obraz ucha — umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne badanie otoskopowe.

### Zalety otoskopu Welch Allyn MacroView:

- Dwukrotnie większe pole widzenia
- Powiększenie o 30% większe niż w tradycyjnym otoskopie
- Obrazowanie niemal całej błony bębenkowej
- Lepsza widoczność i łatwiejsze określanie punktów orientacyjnych
- Możliwość dostosowania ostrości do zmiennej długości przewodu słuchowego lub korekcji błędu refrakcji (dalekowidzenie)
- Konstrukcja głowicy umożliwiająca stabilne zamocowanie końcówki i wyrzucenie jej bezdotykowo jednym przyciśnięciem

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



## Otoskop MacroView™ firmy Welch Allyn

### Informacje dla zamawiających

**23820** Otoskop MacroView™ Welch Allyn z iluminatorem gardła

**23810** Otoskop MacroView™ Welch Allyn

*Otoskop Welch Allyn jest także dostępny w zestawach diagnostycznych bateryjnych, akumulatorowych, biurkowych i naściennych.*

### Akcesoria i Wyposażenie

**23804** Balon do otoskopii pneumatycznej

**06500-U** Zapasowa żarówka

**52432-U** Uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec® - dla dzieci

**52434-U** Uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec® dla dorosłych

**24400-U** Zestaw 4 końcówek wielokrotnego użytku (2,3,4,5 mm)



**NOWOŚĆ!** SofSeal™ —nakładka na końcówki otoskopowe zwiększająca szczelność i wygodę podczas badania otoskopowego

**24330** Nakładka SofSeal, Duża—zalecana do końcówek otoskopowych 3, 4, i 5 mm

**24320** Nakładka SofSeal, Średnia—zalecana do końcówek otoskopowych 2, 3, i 4 mm



**NOWOŚĆ!** Końcówka do instrumentacji ze szczeliną - umożliwia wgląd podczas zabiegu

**52700** Końcówka do instrumentacji (kompatybilna z otoskopami MacroView 23810 i 23820 )

**Sprawdź, w jaki sposób otoskop MacroView™ Welch Allyn może podnieść jakość badania laryngologicznego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej [www.welchallyn.com/macrovie](http://www.welchallyn.com/macrovie)**