




Zobaczysz więcej, zobaczysz dokładniej, zobaczysz wyraźniej!

Tylko za pomocą nowego otoskopu Welch Allyn - MacroView™.



MacroView umożliwia
wgląd w niemal całą
błonę bębenkową

MacroView™, nowy otoskop firmy Welch Allyn na zawsze zmieni sposób, w jaki badasz ucho — nie zmieniając metody pracy. Ten nowej generacji wziernik wyposażono w zaawansowany system optyczny zapewniający znacznie większe powiększenie i umożliwiający uzyskanie obrazu niemal całej błony bębenkowej — praktycznie eliminując konieczność przemieszczania wziernika. Co więcej, dzięki systemowi regulacji ogniskowej, otoskop MacroView umożliwia poszerzenie zakresu wziernikowania, badanie złogów woskowiny, lokalizację płynu w uchu środkowym, a nawet przeprowadzanie badania ucha bez okularów. Podsumowując: otoskop MacroView daje szerszy, dokładniejszy, ostrzejszy obraz ucha — umożliwiając szybsze i bardziej precyzyjne badanie otoskopowe.

Zalety otoskopu Welch Allyn MacroView:

- Dwukrotnie większe pole widzenia
- Powiększenie o 30% większe niż w tradycyjnym otoskopie
- Obrazowanie niemal całej błony bębenkowej
- Lepsza widoczność i łatwiejsze określanie punktów orientacyjnych
- Możliwość dostosowania ostrości do zmiennej długości przewodu słuchowego lub korekcji błędu refrakcji (dalekowidzenie)
- Konstrukcja głowicy umożliwiająca stabilne zamocowanie końcówki i wyrzucenie jej bezdotykowo jednym przyciśnięciem

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™



Otoskop MacroView™ firmy Welch Allyn

Informacje dla zamawiających

23820 Otoskop MacroView™ Welch Allyn z iluminatorem gardła

23810 Otoskop MacroView™ Welch Allyn

Otoskop Welch Allyn jest także dostępny w zestawach diagnostycznych bateryjnych, akumulatorowych, biurkowych i naściennych.

Akcesoria i Wyposażenie

23804 Balon do otoskopii pneumatycznej

06500-U Zapasowa żarówka

52432-U Uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec® - dla dzieci

52434-U Uniwersalne jednorazowe wzierniki uszne KleenSpec® dla dorosłych

24400-U Zestaw 4 końcówek wielokrotnego użytku (2,3,4,5 mm)



NOWOŚĆ! SofSeal™ —nakładka na końcówki otoskopowe zwiększająca szczelność i wygodę podczas badania otoskopowego

24330 Nakładka SofSeal, Duża—zalecana do końcówek otoskopowych 3, 4, i 5 mm

24320 Nakładka SofSeal, Średnia—zalecana do końcówek otoskopowych 2, 3, i 4 mm



NOWOŚĆ! Końcówka do instrumentacji ze szczeliną - umożliwia wgląd podczas zabiegu

52700 Końcówka do instrumentacji (kompatybilna z otoskopami MacroView 23810 i 23820)

Sprawdź, w jaki sposób otoskop MacroView™ Welch Allyn może podnieść jakość badania laryngologicznego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.welchallyn.com/macrovie