



## Obtenha uma maior visualização. Uma visualização melhor. Uma visualização mais nítida. Só com o novo Otoscópio MacroView™ da Welch Allyn.



Obtenha uma visualização quase total da membrana timpânica

O novo Otoscópio MacroView da Welch Allyn vai mudar para sempre a forma como observa o ouvido, sem alterar o seu método de trabalho. Este otoscópio de próxima geração dispõe de uma óptica avançada que aumenta a ampliação ao mesmo tempo que proporciona uma perspectiva quase total da membrana timpânica, praticamente eliminando a necessidade de movimentos dentro do canal auditivo. Além disso, com a sua unidade ocular de focagem fácil, o MacroView permite uma visualização melhorada para ajudar a ver através da cera, localizar líquido atrás do tímpano e realizar exames mesmo sem usar óculos. Em poucas palavras, o MacroView proporciona uma visualização mais ampla, melhor e mais nítida do ouvido, permitindo realizar os exames mais frequentes de uma forma mais rápida e eficaz.

### Características exclusivas do Otoscópio MacroView da Welch Allyn:

- O dobro do campo de visão
- 30% mais ampliação do que um otoscópio tradicional
- Uma perspectiva quase total da membrana timpânica
- Maior clareza e definição dos pontos de referência
- Capacidade de ajustar a focagem a diversos comprimentos do canal auditivo ou olhos hipermetropes
- Ponta de fixação para uma boa retenção dos espéculos auriculares, assim como um mecanismo de ejeção para os eliminar

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™



## Otoscópio MacroView™ Welch Allyn

### Informações para encomenda

**23820** Otoscópio MacroView™ Welch Allyn com iluminação para a garganta

**23810** Otoscópio MacroView™ Welch Allyn

*O otoscópio da Welch Allyn também está disponível em kits de diagnóstico, kits de carregador de sobremesa e em sistemas integrados de parede.*

### Acessórios

**23804** Bomba do insuflador

**06500-U** Lâmpada de substituição

**52432-U** Espéculo auricular pediátrico KleenSpec® universal descartável

**52434-U** Espéculo auricular para adultos KleenSpec® universal descartável

**24400-U** Kit de 4 espéculos reutilizáveis para o ouvido (2, 3, 4 e 5mm)



**NOVO!** SofSeal™ – encaixa na ponta do espéculo da Welch Allyn para melhorar o selado e o conforto durante a otoscopia pneumática

**24330** SofSeal, Médio – recomendado para espéculos de 3, 4 e 5

**24320** SofSeal, Pequeno – recomendado para espéculos de 2, 3 e 4



**NOVO!** O Espéculo com fenda permite instrumentação e visualização ao mesmo tempo

**52700** Ponta de instrumentação (compatível com 23810 e 23820 Otoscópio MacroView)

Descubra como o novo Otoscópio MacroView da Welch Allyn pode ajudar incorporar o futuro nos seus exames de ORL. Para mais informações, visite [www.welchallyn.com/macrovew](http://www.welchallyn.com/macrovew)