

Voir. Partager. Sauvegarder.



## L'otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn

L'otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn est un outil simple d'utilisation et de prix abordable qui vous permet de voir, d'expliquer et de sauvegarder des images numériques de l'oreille.

En vous procurant des images claires, en direct et fixes du conduit auditif et de la membrane tympanique, l'otoscope Digital MacroView™ est un outil précieux pour le traitement et l'examen des oreilles de vos patients. D'apprentissage et d'emploi aisés, le Digital MacroView™ est un système « plug and play » qui ne nécessite pas l'achat d'un logiciel complémentaire.

Voici les avantages que vous procure l'otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn :

- > Améliore la communication, pouvant ainsi mener à une meilleure observation du patient
- > Vous permet de stocker des images numériques dans les dossiers patients pour une meilleure documentation des résultats d'examens
- > Vous permet de partager une même base de données d'images avec d'autres prestataires de soins
- > Vous procure un excellent outil d'apprentissage à des fins pédagogiques
- > Vous offre la possibilité de visualiser de petits détails de l'appareil auditif



\*manche vendu séparément  
(PC portable non inclus)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# L'otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn

## Tout ce que vous pouvez attendre d'un otoscope et plus encore...



Câble USB pour le raccordement à votre ordinateur

Ouverture d'insufflation pour une otoscopie pneumatique

Molette de mise au point pour des vues extrêmement précises

Fonctions activées via un simple bouton  
 > Capture d'images  
 > Basculement de l'image  
 > Zoom

Imageur numérique pour des images fixes de plusieurs mégapixels

Compatible avec la gamme des sources d'alimentation 3,5 V de Welch Allyn  
 \*manche vendu séparément

### UTILISER L'OTOSCOPE DIGITAL MACROVIEW™ EST AUSSI SIMPLE QUE 1-2-3

#### 1 Branchement.

Branchez l'otoscope sur votre ordinateur en utilisant le câble USB.

#### 2 Mise en marche.

Placez le spéculum auriculaire et allumez l'éclairage.

#### 3 Action.

Visualisez les images en direct ou procédez à la capture d'images.

### Informations pour vos commandes

23920 Otoscope Digital MacroView™ avec un câble USB de 3 mètres et un jeu de quatre spéculums auriculaires réutilisables

#### Accessoires

23804	Poire d'insufflation	52434-U	Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec®, 4.25 mm
24400-U	Jeu supplémentaire de 4 spéculums réutilisables	06500-U	Ampoule de rechange
24302-U	Spéculum universel réutilisable, 2,5 mm	23900-10	Câble USB de rechange, 3 mètres
24303-U	Spéculum universel réutilisable, 3,0 mm	71062-C	Manche Ni-Cad rechargeable 3.5 V avec socle chargeur/transformateur
24304-U	Spéculum universel réutilisable, 4,0 mm	71020-B	Manche Ni-Cad à piles (2 piles LR14)
24305-U	Spéculum universel réutilisable, 5,0 mm	71902	Manche lithium-ion rechargeable avec socle chargeur/transformateur
24320-B	Embout d'étanchéité jetable SofSeal, petite taille		
24330-B	Embout d'étanchéité jetable SofSeal, taille moyenne		
52432-U	Spéculum auriculaire à usage unique KleenSpec®, 2.75mm		

Conditions minimales requises : Windows® XP Service Package 2 ou supérieur avec un port USB 2.0 disponible.

Pour savoir comment le nouvel otoscope Digital MacroView™ de Welch Allyn peut vous aider à voir, à expliquer et à sauvegarder des images numériques de l'oreille, nous vous invitons à visiter le site Internet [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com).

Welch Allyn France  
 Immeuble Le Galilée, 10 rue Fontaine Rouge,  
 Val d'Europe, 77700 CHESSY, France  
 Tél.: 01 60 09 33 66 Fax: 01 60 09 67 97  
[www.welchallyn.fr](http://www.welchallyn.fr)

Welch Allyn BENELUX  
 Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)  
 Telefoon: 015-7505000,  
 FAX: 015-7505050  
 E-mail: [infonl@welchallyn.com](mailto:infonl@welchallyn.com)

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™