

Per vedere, condividere ed archiviare.



## Otoscopio Welch Allyn Digital MacroView™

L'otoscopio Digital MacroView di Welch Allyn è uno strumento semplice, dal prezzo accessibile che consente di vedere, spiegare e salvare immagini digitali dell'orecchio.

L'otoscopio Digital MacroView™ rappresenta un valido supporto alla diagnosi e al trattamento delle patologie dell'orecchio, in quanto consente di visualizzare immagini nitide, sia dal vivo sia come fotogrammi, del condotto uditivo e della membrana timpanica. Facile da apprendere e da usare, Digital MacroView è un sistema 'plug and play' di impiego immediato che non richiede l'acquisto di ulteriore software.

I vantaggi offerti dall'Otoscopio Welch Allyn Digital MacroView :

- > Migliora la comunicazione a vantaggio di una maggiore compliance del paziente
- > Consente di archiviare immagini digitali nelle cartelle dei pazienti per una più accurata documentazione dei referti di esami
- > Offre la possibilità di condividere le immagini con altri professionisti come riferimento descrittivo visivo
- > Rappresenta un eccellente ausilio didattico a fini accademici formativi
- > Permette di visualizzare anche i più piccoli dettagli di tubicini e apparecchi acustici



\*manico venduto separatamente  
(Laptop computer not included).

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Otoscopio Welch Allyn Digital MacroView™

## Le funzionalità tipiche di un otoscopio e molto altro ancora



USARE L'OTOSCOPIO DIGITAL MACROVIEW E' FACILE COME CONTARE FINO A TRE

### 1 Plug In.

Collega l'otoscopio al PC con il cavo USB.

### 2 Power On.

Applica gli specula auricolari e accendi la luce.

### 3 Play.

Visualizza le immagini riprese dal vivo o cattura immagini fisse.

## Informazioni per gli ordini

23920 Otoscopio Digital MacroView con cavo USB da 3 m e set di quattro specula auricolari riutilizzabili

### Accessori

23804	Insufflatore monopalla	52434-U	Specula auricolari monouso da 4,25 mm
24400-U	Set aggiuntivo di quattro pecula riutilizzabili	06500-U	Lampadina
24302-U	Speculum riutilizzabile Poly universale da 2,5 mm	23900-10	Cavo USB di ricambio, 3 m
24303-U	Speculum riutilizzabile Poly universale da 3,0 mm	71000-A	Manico ricaricabile NiCad (Plug-in)
23404-U	Speculum riutilizzabile Poly universale da 4,0 mm	71000-C	Manico ricaricabile convertibile/NiCad (Plug-in)
23405-U	Speculum riutilizzabile Poly universale da 5,0 mm	71670	Manico ricaricabile NiCad per ricaricatore universale
24320	Tappi auricolari SofSeal monouso, piccoli	71900	Manico ricaricabile al litio con modulo di ricarica AC
24330	Tappi auricolari SofSeal monouso, medi	71910	Manico ricaricabile al litio per ricaricatore universale
52432-U	Specula auricolari monouso da 2,75 mm		

Requisiti di sistema: Windows® XP Service Package 2 o superiore con porta USB 2.0

Per scoprire come il nuovo Otoscopio Welch Allyn Digital MacroView può aiutarvi a vedere, spiegare ed archiviare immagini digitali dell'orecchio, consultate il sito [www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com) o chiamate il numero +39 02 69 682 425.

Distributore per l'Italia

**CORIOS**  
NETWORK

Corios s.c.  
Via Della Pace, 14  
20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel: 02 98240506 Fax: 02 98491761

Welch Allyn European Customer Service  
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Ireland  
dall'Italia Tel: +39 02 69 682 425  
Fax: +39 02 69 633 697  
[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™