

Veja. Compartilhe. Arquive.



Otoscópio Digital MacroView™ da Welch Allyn

O Otoscópio Digital MacroView da Welch Allyn é um instrumento simples e acessível que lhe permite visualizar, explicar e arquivar imagens digitais do ouvido.

Oferecendo-lhe imagens claras, fixas e ao vivo do canal auditivo e membrana timpânica, o Otoscópio Digital MacroView™ é um instrumento importante para apoio ao tratamento e cuidado dos ouvidos de seus pacientes. De fácil aprendizagem e utilização, o MacroView Digital é um sistema de plug and play que não requer a aquisição de qualquer software adicional.

O Otoscópio Digital MacroView da Welch Allyn pode oferecer as seguintes vantagens:

- > Melhor interação com o paciente
- > Permite arquivar imagens digitais nos arquivos dos pacientes, aumentando a documentação das conclusões de seus exames
- > Oferece a capacidade de compartilhar imagens com outros profissionais, como referências descritivas visuais
- > Constitui um auxiliar de treinamento excelente para aplicações educacionais
- > Possibilita a visualização de pequenos detalhes de tubos e audífonos



*cabo vendido em separado
(Laptop não incluído).

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

O Otoscópio Digital MacroView™ da Welch Allyn

Todas as funções que pode esperar encontrar em um otoscópio e mais



Cabo USB para conectar a seu computador

Porta de insuflação para otoscopia pneumática

Roda de enfoque ajustável para visualizações altamente enfocadas

Botões com funções simples:
> Capturar imagem
> Virar imagem
> Zoom

Gerador de imagens digitais para imagens fixas com megapíxeis

Compatível com a gama de fontes de alimentação de 3.5 V da Welch Allyn

*cabo vendido em separado

A UTILIZAÇÃO DO OTOSCÓPIO DIGITAL MACROVIEW É TÃO FÁCIL COMO 1 – 2 – 3

1 Conecte

Conecte o otoscópio ao seu computador, usando o cabo USB.

2 Ligue

Coloque os espéculos e acenda a luz.

3 Trabalhe

Visualize imagens ao vivo ou capture imagens.

Informações para encomendas

23920 Otoscópio Digital MacroView com cabo USB de 3m e conjunto de quatro espéculos auriculares reutilizáveis

Acessórios

23804	Bulbo insuflador	52434-U	Espéculos de 4,25 mm descartável
24400-U	Conjunto adicional de quatro espéculos reutilizáveis	06500-U	Lâmpada
24302-U	Espéculo universal reutilizável de 2,5 mm	23900-10	Cabo USB para substituição, 3 m
24303-U	Espéculo universal reutilizável de 3,0 mm	71062-A	Punho recarregável de Níquel-cádmio e Transformador
23404-U	Espéculo universal reutilizável de 4,0 mm	71062-C	Punho recarregável/conversível de Níquel-cádmio e Transformador
23405-U	Espéculo universal reutilizável de 5,0 mm	71902	Punho de Lítio-íon, Carregador y Transformador
24320	Ponta de vedação descartável SofSeal Pequena		
24330	Ponta de vedação descartável SofSeal Média		
52432-U	Espéculos de 2,75 mm descartável		

Requisitos para o sistema: Service Pack 2 de Windows® XP ou mais recente, com um porto USB 2.0 disponível.

Para descobrir como o novo Otoscópio Digital MacroView da Welch Allyn pode ajudá-lo a visualizar, explicar e guardar imagens digitais do ouvido, visite www.welchallyn.es ou telefone para +353 46 90 67790.

Welch Allyn Customer Services,
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790 Fax: +353 46 90 67754 www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™