



Propaq LT | Anpassningsbar monitor för kontinuerlig övervakning

## Welch Allyn Propaq® LT

Den ändrar inte bara hur du övervakar patienter.  
Den ändrar också var du gör det.



**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

# Welch Allyn Propaq® LT

Övervakar fler patienter på flera platser än någonsin tidigare.



Kombinationen pålitlighet, hållfasthet och bra pris ger dig den kanske mest mångsidiga monitorn på marknaden idag.

Propaq LT är den perfekta monitorn för dagens snabbbrörliga miljö. Med Propaq LT kan den kontinuerliga patientövervakningen utökas till områden inom sjukhuset där teknisk komplexitet och kostnader tidigare gjorde övervakning omöjlig. Eftersom den är så lätt att använda och konfigurera är Propaq LT det perfekta valet för personal på allmänavdelningar. Med sin erkänt höga kvalitet är Propaq LT robust och pålitlig nog att använda på akutavdelningar och för transport mellan avdelningar.

Propaq LT, tre monitorer i en – ambulerande, patientbädds- och transportmonitor – till priset av en.



Monitorn som du kan använda när – och var – du behöver den mest.




Tillsammans med tillvalet för stor bildskärm och batteriladdande sänggrindshållare är Propaq LT idealisk för användning som patientbädds- eller transportmonitor. Med en revolutionerande ny utformning som gör Propaq LT lätt nog att montera på en droppställning, robust nog för flygtransporter och mångsidig nog för användning inom pediatri ger Propaq LT dig möjlighet att övervaka fler patienter på fler platser än någonsin tidigare.

BILD I FAKTISK STORLEK:  
Welch Allyn Propaq LT väger  
mindre än ett kilo.



Avancerad Masimo teknologi-funktioner inkluderande Signal Identification, Quality Indicator (SIQ) och Perfusions Index (PI), visas nedan i tabelltrend tillsammans med vågformsdisplay



Ögonblicksbild med fullständig information

Tangentpanel för navigering

Blodtryck

## Nyckelegenskaper:

- Legendarisk Propaq-kvalitet och -hållbarhet med stötresistens upp till 75g, tillräckligt för att motstå ett fall från 1,75 m höjd
- Hjärtfrekvens, 3- eller 5-kanals EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, andning
- Masimo SET® rörelsetolerant SpO<sub>2</sub> eller Nellcor® SpO<sub>2</sub>
- Smartcuf® rörelsetolerant NIBP
- Lägen för neonatal, barn och vuxna patienter
- Lägen för kontinuerligt monitorering och/eller kontroll (spot check)
- 24-timmars trender i tabell- och grafiskt format
- Lagrar upp till 20 ögonblicksbilder med fullständig information
- Trådlös anslutning till Welch Allyn Acuity® Central Station via FlexNet™ 802.11a som tillval (Inte tillgängligt i Sverige)
- Certifierad för användning i stora och små flygfarkoster med fasta eller roterande vingar av den amerikanska militären



Slå över snabbt mellan tre displaylägen som passar ditt vårdområde (fem att välja bland). Ovan visas bildläget två vågformer och en vågform med tabelltrend.

# Utformad för att uppfylla behoven hos dagens sjukhusmiljö.

## Stor färgdisplay som tillval

Propaq LT kan anslutas bekvämt till en stor färgskärm som ger dig möjlighet att välja 4 eller 9 kurvors displaylägen, vilket gör den perfekt för användning vid patientbädden. Och med tillvalen bordskive- och väggmontering får du flexibiliteten att använda din stora färgskärm där du behöver den mest. Standardskärmar kan köpas separat för användning med detta tillval.



Välj mellan displaylägen med 4 eller 9 kurvors så att du lätt kan se vitalstatistik, kurvor och larmgränser.



Skriv ut rapporter med patientdata, tabelltrender med markeringar för alarm och koppla till patientjournaler, eller skriv ut grafiska ögonblicksbilder med vågformer.

Stor färgskärm visas väggmonterad.

## Innefattar den modernaste tekniken

Propaq LT kan kommunicera med alla Windows® 2000/XP datorer via USB-porten. På detta vis kan användaren konfigurera monitorn, skriva ut eller exportera patientdata. Propaq LT kommunicerar via nätverket, FlexNet 802.11a, till Acuity® Central Station och blir på så sätt en del av den flexibla monitorlösningen. Kunder kan välja hur de vill använda sina trådlösa Propaq LT monitorer – på ett dedikerat 802.11a nätverk eller genom att dela ett befintligt 802.11a/b/g nätverk tillsammans med övriga sjukhustillämpningar.



Liten nog att passa på en droppställning, lätt nog att bära omkring, man kan enkelt placera Propaq LT i den uppladdningsbara laddningsvagnen med hängfäste för användning vid sängplatsen.

Kontakta din lokala Welch Allyn representant för ytterligare information om Propaq LT.



Alla Propaq vitalstatistikmonitorer levereras som standard med Smartcuf-teknik, en ny standard för NIBP-precision. Denna patenterade programvara erbjuder branschledande prestanda och precision med rörelseartefakt närvarande.



Denna monitor är godkänd för användning under alla faser av flygning ombord på amerikanska armens flygfarkoster.

MIL STD 461E  
Army: CE101, CE102, CS101, CS114, CS115, CS116, RE102, RS103.



Endast Masimo SET SpO<sub>2</sub> sensorer, inklusive LNCS-serien av kablar och NR engångssensorer, bör användas tillsammans med Masimo pulsoximetri. Masimo, Masimo SET, LNCS och NR är registrerade varumärken tillhörande Masimo Corporation.



Endast Nellcor® pulsoximetrisensorer, inklusive OxiMax® patientdedikerade självhäftande sensorer ska användas med tillvalet Nellcor pulsoximetri. Nellcor är ett registrerat varumärke som tillhör Nellcor Puritan Bennett Inc.



Welch Allyn Acuity® Central Monitoring Station använder Aruba Mobile Edge Architecture för bästa HIPAA säkerhet, en bättre nätverkslösning för röst- och data-tjänster med hög tillgänglighet för kritiska tillämpningar.

## Welch Allyn Sverige AB

Verkstadsgatan 12, 263 39 Höganäs

Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210

Hemsida [www.welchallyn.se](http://www.welchallyn.se)

[www.welchallyn.com](http://www.welchallyn.com)

All rights reserved. Acuity, Propaq and Smartcuf are registered trademarks and FlexNet is a trademark of Welch Allyn. Other product and company names mentioned herein are for identification purposes only and may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2009 Welch Allyn SM2832SE Rev F

# WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™