



Der Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi



Vitalwertmessung in der halben Zeit.
Bessere Versorgung für Ihre Patienten.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Vitalwerterfassung jetzt schneller, leichter und zuverlässiger.

Der neue Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi bietet mehr Parameter und Optionen als jedes andere Spot-Check-Gerät, das derzeit auf dem Markt ist. Mit seinen flexiblen Leistungen kann es auf Ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmt werden.



SureBP™

Höhere Effizienz durch exakte Blutdruckmessungen in etwa 15 Sekunden mit der Welch Allyn SureBP™ Technologie.



SureTemp® Plus oder Braun ThermoScan® PRO 4000 Thermometer

Wählen Sie zwischen dem SureTemp Plus Sondenthermometer und dem Braun ThermoScan PRO 4000 Ohrthermometer für eine schnelle und genaue Temperaturmessung.



Elektronische Dokumentation

Durch das elektronische Aufzeichnen der Patienten-ID, der ID des Pflegepersonals und der Patientendaten mit Hilfe des Barcode Scanners und des Zubehörs für Datenübertragung sind Übertragungsfehler praktisch ausgeschlossen.



Digitale Gewichtserfassung

Anbindung an die digitalen Waagen Health o Meter® und Tanita® oder Eingabe des Gewichts.



Masimo® oder Nellcor®

Wahl zwischen Pulsoximetrie von Masimo® und Nellcor®.

Mit diesen zahlreichen Wahlmöglichkeiten ist der Spot Vital Signs LXi vielseitig einsetzbar, flexibel und bedienungsfreundlich.

- > SureBP misst den Blutdruck in etwa 15 Sekunden während die Manschette aufgepumpt wird. So sparen Sie Zeit und bieten Ihren Patienten größeren Komfort. Gleichzeitig werden Pulsfrequenz und arterieller Mitteldruck bestimmt.
- > Wahl zwischen SureTemp® Plus und Braun ThermoScan® PRO 4000 Ohr-Thermometer
- > Wahl zwischen Masimo® und Nellcor® Pulsoximetrie
- > Manuelle Eingabe von Gewicht, Größe, Atemfrequenz und Schmerzniveau; Berechnung des Body Mass Index
- > Anbindung an die digitalen Waagen Health o meter® und Tanita®
- > Speicher für 50 Messungen zur Überprüfung früherer Daten oder späteren Übertragung
- > Der Spot LXi ist immer mit den entsprechenden Anschlüssen für elektronischen Datentransfer ausgestattet so dass Sie jederzeit alle Messergebnisse an die entsprechende Patientendatenakte weiterleiten können
- > Fehlermeldungen beschreiben das Problem und schlagen Lösungen vor, Sie sehen nicht nur einen Fehlercode
- > Das größere, hellere LCD-Display ist auch aus größerer Entfernung leicht ablesbar

Neu - mit elektronischem Datentransfer an die Patientendatenakte



Wenn Sie mehr darüber wissen möchten wie der Spot LXi die Vitalparameter in Ihrem Haus weiterleiten kann kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Welch Allyn Vertreter.

Bestellinformationen

450T0-G2	Spot LXi mit SureBP und SureTemp Plus-Thermometer
450E0-G2	Spot LXi mit SureBP und PRO 4000-Thermometer
45MT0-G2	Spot LXi mit SureBP, Masimo SpO ₂ und SureTemp Plus-Thermometer
45ME0-G2	Spot LXi mit SureBP, Masimo SpO ₂ und PRO 4000-Thermometer
45NT0-G2	Spot LXi mit SureBP, Nellcor SpO ₂ und SureTemp Plus-Thermometer
45NE0-G2	Spot LXi mit SureBP, Nellcor SpO ₂ und PRO 4000-Thermometer
4500-60	Rollstativ mit Korb
4500-62	Wandhalterung mit Korb
4500-500	Externer Drucker
4500-910	Linearer Barcode Scanner
4500-915	2D Barcode Scanner
4500-925	Zubehör-Set für Anbindung an Praxisprogramm - USB-Kabel
4500-150E	CD (Bedienung, Inbetriebnahme)

Der Spot Vital Signs LXi kann auf einem Rollstativ, in einer Wandhalterung oder auf dem Tisch platziert werden.



Verwenden Sie für die Masimo-Pulsoximetrie ausschließlich Masimo SET SpO₂-Sensoren (wiederverwendbare LNOP-Klebesensoren und NR-Einmal-Sensoren). Masimo, Masimo SET, LNOP und NR sind eingetragene Warenzeichen der Masimo Corporation.



Verwenden Sie für die Nellcor-Pulsoximetrie-Option ausschließlich Nellcor OxiMax[®]-Pulsoximetrie-Sensoren. Nellcor und OxiMax sind eingetragene Warenzeichen der Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Braun ThermoScan[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Braun.

WelchAllyn[®]

Advancing Frontline Care[™]