



Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi



Udfør målinger af vitale parametre på cirka den halve tid.
Bringer patientbehandlingen op på helt nye højder.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Nu kan du måle vitale parametre Hurtigere, lettere og mere pålideligt

Den nye Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi byder på flere parametre og flere valgmuligheder end nogen anden spotmåler på markedet. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at tilpasse måleren, så den opfylder dine specifikke behov.



SureBP™

Forøg effektiviteten ved at udføre nøjagtige blodtryksmålinger på cirka 15 sekunder med Welch Allyn SureBP™-teknologi.



SureTemp® Plus or Braun ThermoScan® PRO 4000 Thermometry

Vælg Sure Temp Plus eller Braun ThermoScan PRO 4000 for hurtig temperaturmåling



Elektronisk dokumentation

Reducér chancen for fejl ved patientdata ved at anvende strejkode



Digital vægt

Tilslut måleren til udvalgte digitale vægte af mærket Health o Meter® eller Tanita®, eller indtast helt enkelt vægten manuelt.



Masimo® eller Nellcor®

Vælg valgfri pulsoxymetriteknologi fra Masimo® eller Nellcor®.


Takket være sine mange valgmuligheder er Spot Vital Signs LXi både alsidig, fleksibel og nem at anvende.

- > SureBP måler blodtryk på cirka 15 sekunder, mens manchetten pumpes op — dette betyder tidsbesparelser for dig og en øget komfort for patienterne. Hjerterefrekvens og MAP inkluderet.
- > Frit valg mellem SureTemp® Plus- eller Braun ThermoScan® PRO 4000-øretermometer
- > Valgfri mulighed for Masimo®- eller Nellcor®-pulsoxymetri
- > Mulighed for manuel indtastning af vægt, højde, åndedrætsfrekvens og smerteniveau; beregner kropsmasseindeks
- > Kan tilsluttes til udvalgte digitale vægte af mærket Health o Meter® eller Tanita®
- > Hukommelse med plads til 50 målinger gør det muligt hente tidligere data til gennemsyn eller til senere download
- > Klar til kobling med det elektroniske patientjournal system som du har nu eller får i fremtiden.
- > Fejlmeddelelser med beskrivelser og reelle løsninger – ikke blot fejlkoder
- > Et større og mere lysstærkt LCD-display gør det nemmere at aflæse måleren på afstand.

Integrér med elektroniske patientjournaler



Kontakt den lokale salgsrepræsentant for at få mere information om Spot LXi



Bestillingsinformation

450T0-DN2	Spot LXi med SureBP og SureTemp Plus-termometer
450E0-DN2	Spot LXi med SureBP og PRO 4000-termometer
45MT0-DN2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ og SureTemp Plus-termometer
45ME0-DN2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ og PRO 4000-termometer
45NT0-DN2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ og SureTemp Plus-termometer
45NE0-DN2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ og PRO 4000-termometer
4500-60	Mobilt stativ med kurv
4500-62	Vægmontering med kurv
4500-500	Ekstern printer
4500-910	Lineær strekkodelæser
4500-915	2D strekkodescanner
4500-925	Tilbehørssæt til opkobling — USB-kabel
4500-150E	Inservice-cd

Spot Vital Signs LXi-blodtryks måleren kan monteres på et mobilt stativ, på væggen eller placeres på et bord.



Kun Masimo SET SpO₂-sensorer, herunder LNOP permanent klæbestof og NR økonomi-engangssensorer må anvendes sammen med Masimo pulsoxyometri. Masimo, Masimo SET, LNOP og NR er registrerede varemærker tilhørende Masimo Corporation.



Kun Nellcor OxiMax®-pulsoxymetrisensorer må anvendes sammen med Nellcor pulsoxyometri-udstyret. Nellcor og OxiMax er registrerede varemærker tilhørende Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Braun ThermoScan® er et registreret varemærke tilhørende the Braun Company.

Welch Allyn European Customer Service
Navan Business Park
Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland
Tel: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754

Kivex
Usserød Kongevej 157 DK-2970 Hørsholm
Tel: +45 4517 0600 Fax: +45 4557 0188
e-mail: kivex@kivex.dk

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™