



Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi



Mittaa elintoiminnot lähes puolta lyhyemmässä ajassa.
Vie potilashuolto täysin uudelle tasolle.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Nyt voit tallentaa elintoiminnot entistä nopeammin, helpommin ja luotettavammin.

Uusi Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi tuo käyttöösi enemmän parametrejä ja valittavia toimintoja kuin mikään muu markkinoilla oleva pikatarkistuslaite, joten voit mukauttaa sitä joustavasti omiin tarpeisiisi.



SureBP™

Welch Allynin SureBP™-tekniikan ansiosta voit ottaa nopeasti ja tehokkaasti tarkkoja verenpainelukemia n. 15 sekunnissa.



SureTemp® Plus- tai Braun ThermoScan® PRO 4000 -lämpömittausjärjestelmät

Valitse nopea Braun ThermoScan PRO 4000 korvalämmönmittaus tai SureTemp Plus saadaksesi nopean ja tarkan oraalisen, axilaarisen tai rektaalisen lämpötilan.



Sähköinen Dokumentointi

Vähennä virhemahdollisuuksia käyttämällä viivakoodilukijaa henkilötunnuksen tai tutkimustunnuksen lukemiseen ja liitäntää sähköiseen sairauskertomukseen.



Digitaalinen painomittaus

Liitä tai valitse Health o Meter® - tai Tanita® - digitaalivaaka tai anna painolukema manuaalisesti.




Masimo® tai Nellcor®

Valitse järjestelmään valinnaisena Masimo®- tai Nellcor®-pulssioksimetriekniikka.

Monine eri valintamahdollisuuksineen Spot Vital Signs LXi on muuntava, joustava ja helppokäyttöinen järjestelmä.

- > SureBP mittaa verenpaineen noin 15 sekunnissa samalla, kun mansetti täyttyy. Näin säästät aikaa ja lisää potilaatteesi mukavuutta. Myös sykkeen ja KVP:n tiedot
- > Valitse SureTemp® Plus tai Braun ThermoScan® PRO 4000 -korvalämpömittari
- > Valinnainen Masimo®- tai Nellcor®-pulssioksimetri
- > Mahdollisuus määrittää manuaalisesti potilaan paino, pituus, hengitysnopeus ja kiputaso. Laskee lisäksi painoindeksin (BMI).
- > Liitäntämahdollisuus Health o Meter®- tai Tanita®-digitaalivaakoihin
- > 50 lukeman muistin ansiosta edellisiä tietoja voidaan tarkastella uudelleen tai ladata ne myöhemmin.
- > Liitäntävalmius mahdollistaa kytkemisen sähköiseen sairauskertomusjärjestelmään nyt tai tulevaisuudessa
- > Virheilmoitukset kertovat virheen kuvauksen ja ratkaisut – ei pelkkiä virhekoodeja.
- > Entistä suurempi ja kirkkaampi LCD-näyttö näyttää tiedot paremmin myös pidemmän matkan päästä.

Liitettävissä sähköiseen sairauskertomukseen.



Saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka Spot LXi tehostaa vitalitietojen liitettävyyttä ympäristössäsi, ota yhteyttä maahantuojaan.

Tilaustiedot

WEL450T0-FN2	Spot LXi, SureBP ja SureTemp Plus lämpömittari
WEL450E0-FN2	Spot LXi, SureBP ja PRO 4000 lämpömittari
WEL45MT0-FN2	Spot LXi, SureBP, Masimo SpO ₂ ja SureTemp Plus lämpömittari
WEL45ME0-FN2	Spot LXi, SureBP, Masimo SpO ₂ ja PRO 4000 lämpömittari
WEL45NT0-FN2	Spot LXi, SureBP, Nellcor SpO ₂ ja SureTemp Plus lämpömittari
WEL45NE0-FN2	Spot LXi, SureBP, Nellcor SpO ₂ ja PRO 4000 lämpömittari
WEL4500-60	Liikuteltava teline ja kori
WEL4500-62	Seinäkiinnitysjärjestelmä ja kori
WEL4500-500	Ulkoinen tulostin
WEL4500-910	Lineaarinen viivakoodinlukija
WEL4500-915	2D viivakoodinlukija
WEL4500-925	Liitännätarvikesarja / USB-kaapeli
WEL4500-150E	Inservice-CD-levy

Spot Vital Signs LXi -laitetta voidaan käyttää liikuteltavassa telineessä, se voidaan kiinnittää seinälle tai asettaa työtasolle.



Masimo-pulssioksimetrin yhteydessä saa käyttää vain Masimo SET SpO₂ antureita, mukaan lukien kestäkäyttöiset LNOP-liimapinta-anturit ja kertakäyttöiset NR-anturit. Masimo, Masimo SET, LNOP ja NR ovat Masimo Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Vain Nellcor OxiMax®-pulssioksimetriantureita tulisi käyttää Nellcor-pulssioksimetrilaitteen kanssa. Nellcor ja OxiMax ovat Nellcor Puritan Bennett Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Braun ThermoScan® on Braun Companyn rekisteröity tavaramerkki.

Welch Allyn European Customer Service

Navan Business Park, Dublin Road, Navan,
County Meath, Ireland
Tel: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754

www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

OneMed Oy

PL11, Rajatorpantie 41 B
01641 Vantaa
Puh. 020 445 3803