



Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi



Foreta pasientmålinger på omtrent halvparten av tiden.
Pasientovervåking på et helt nytt nivå.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Nå kan du foreta pasientmålinger raskere, enklere og mer pålitelig.

Den nye Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi gir deg flere parameter og alternativer enn noe annet enkeltmålingsapparat på markedet, slik at du får fleksibilitet til å definere det etter egne behov.



SureBP™

Øk effektiviteten ved å ta nøyaktige blodtrykksmålinger på omtrent 15 sekunder med Welch Allyn SureBP™-teknologien.



SureTemp® Plus- eller Braun ThermoScan® PRO 4000-temperaturmåler

Velg mellom SureTemp Plus eller Braun ThermoScan PRO 4000, for raske temperaturmålinger - rektalt, oralt, axillært eller øre.



Elektronisk dokumentasjon

Reduser risikoen for feilregistreringer ved elektronisk å legge inn pasientopplysninger ved hjelp av barcode scanner / datatilkobling.



Digital vekt

Koble til for å velge Health o Meter®- eller Tanita® digital vekt, eller du kan velge å angi vekten manuelt.



Masimo® eller Nellcor®

Velg valgfri pulsoksimetriteknologi fra Masimo® eller Nellcor®.


Med alle sine alternativer er Spot Vital Signs LXi allsidig, fleksibel og enkel i bruk.

- > SureBP måler blodtrykket på cirka 15 sekunder mens mansjetten blåses opp – slik at du kan spare tid og øke komforten for pasienten. Pulsfrekvens og MAP inkludert
- > Du kan velge mellom SureTemp® Plus- eller Braun ThermoScan® PRO 4000-øretermometer
- > Valgfri Masimo®- eller Nellcor®- pulsoksimetri
- > Mulighet til å angi vekt, høyde, respirasjonsfrekvens og smertenivå manuelt. Regner ut kroppsmasseindeks
- > Kobles til for å velge Health-o-Meter®- eller Tanita® digital vekt
- > Minne på 50 avlesninger som gjør at du kan hente tidligere data for gjennomgang eller senere nedlastning
- > Klargjort for integrering med eksisterende eller fremtidig elektronisk journalsystem.
- > Feilmeldinger gir deg beskrivelser og reelle løsninger – ikke bare feilkoder
- > Større og klarere LCD-skjerm gjør det enklere å se på lang avstand

Integrer med elektronisk medisinsk journalsystem (EMRs)



Kontakt din Welch Allyn forhandler for mer informasjon.



Bestillingsinformasjon

450T0-N2	Spot LXi med SureBP og SureTemp Plus-termometer
450E0-N2	Spot LXi med SureBP og PRO 4000-termometer
45MT0-N2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ og SureTemp Plus-termometer
45ME0-N2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ og PRO 4000-termometer
45NT0-N2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ og SureTemp Plus-termometer
45NE0-N2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ og PRO 4000-termometer
4500-60	Trillestativ med kurv
4500-62	Veggmontert med kurv
4500-500	Ekstern skriver
4500-910	Linear barcode scanner
4500-915	2D barcode scanner
4500-925	Kommunikasjonssett – USB-kabel
4500-150E	Inservice CD

Spot Vital Signs LXi kan brukes på et trillestativ, veggmonteres eller plasseres på et bord



Kun Masimo SET SpO₂-prober, inkludert LNOP-klebeproker og NR-engangsprober skal brukes sammen med Masimo pulsoksymetri. Masimo, Masimo SET, LNOP, og NR er registrerte varemerker for Masimo Corporation.



Kun Nellcor OxiMax® pulsoksimeterprober skal brukes sammen med Nellcor-pulsoksymeter. Nellcor og OxiMax er registrerte varemerker for Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Braun ThermoScan® er et registrert varemerke for Braun Company.

Welch Allyn European Customer Service

Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Ireland

Tel: +353 46 906 7790 Fax: +353 46 906 7754 www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™