



Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi



Mät vitala tecken snabbt och enkelt.
Patientvård på en helt ny nivå.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Nu kan du läsa av vitala tecken snabbare, enklare och tillförlitligare.

Nya Welch Allyn Spot Vital Signs® LXi ger dig fler parametrar och fler alternativ än någon annan punktkontrollutrustning på marknaden, med flexibilitet att anpassa utrustningen till dina specifika behov.



SureBP™

Öka effektiviteten genom noggranna blodtrycksmätningar på ungefär 15 sekunder med Welch Allyn's SureBP-teknologi.



SureTemp® Plus eller Braun ThermoScan® PRO 4000 -termometri

Välj mellan SureTemp® Plus för orala, axillära eller rektala temperaturmätningar eller örontermometern Braun ThermoScan PRO 4000. Oavsett modell presenteras värdet snabbt, noggrant och enkelt



Elektronisk dokumentation

Minimera risken för registrering av felaktiga uppgifter, registrera personnummer och patientdata direkt vid vårdplatsen med tillvalen streckodsläsare och direktkoppling till det elektroniska journalsystemet.



Digital vikt

Anslut för att välja digital Health o Meter®- eller Tanita®-skala, eller välj att bara lägga in vikten manuellt.




Masimo® eller Nellcor®

Välj pulsoximeteknologier från Masimo® eller Nellcor® som tillval.

Alla dessa möjligheter gör Spot Vital Signs LXi mångsidig, flexibel och lättanvänd.

- > SureBP mäter blodtrycket på ungefär 15 sekunder under uppblåsning av manschetten — med tidsbesparingar för dig, och ökad komfort för dina patienter. Pulsfrekvens och medelartärtryck ingår
- > Välj mellan SureTemp® Plus- eller Braun ThermoScan® PRO 4000-örontermometer
- > Masimo® - eller Nellcor® pulsoximetri
- > Möjlighet att lägga in vikt, längd, andningsfrekvens och smärtnivå manuellt. Beräknar BMI-index
- > Anslut för att välja digital Health o Meter- eller Tanita® vågar
- > Minne för 50 avläsningar för att återkalla tidigare data för granskning, eller för senare nedladdning
- > Levereras färdig för integration med befintliga eller framtida elektroniska journalsystem
- > Felmeddelanden med beskrivningar och fungerande lösningar – inte bara felkoder
- > Större och ljusare LCD-skärm som är lättare att läsa av på längre avstånd

Integrera med ert journalsystem.



Kontakta oss för mer information om hur vi kan underlätta för dig genom att koppla samman Spot LXi och ert journalsystem.

Beställningsinformation

450T0-SW2	Spot LXi med SureBP och SureTemp Plus-termometer
450E0-SW2	Spot LXi med SureBP och PRO 4000-termometer
45MT0-SW2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ och SureTemp Plus-termometer
45ME0-SW2	Spot LXi med SureBP, Masimo SpO ₂ och PRO 4000-termometer
45NT0-SW2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ och SureTemp Plus-termometer
45NE0-SW2	Spot LXi med SureBP, Nellcor SpO ₂ och PRO 4000-termometer
4500-60	Vagn med korg
4500-62	Väggfäste med korg
4500-500	Extern skrivare
4500-910	Linjär streckkodsläsare
4500-915	2D streckkodsläsare
4500-925	Anslutningstillbehörssats – USB-kabel
4500-150E	Service-CD

Spot Vital Signs LXi kan användas med golvstativ, monteras på väggen eller ställas på ett bord.



Använd endast Masimo SET SpO₂-sonder, inklusive höghållfasta självhäftande LNOP-givare och NR-engångsvärdegivare med Masimo-pulsoximetry. Masimo, Masimo SET, LNOP och NR är registrerade varumärken som tillhör Masimo Corporation.



Använd endast Nellcors OxiMax®-pulsoximetrygavare med Nellcors pulsoximetryalternativ. Nellcor och OxiMax är registrerade varumärken som tillhör Nellcor Puritan Bennett, Inc.



Braun ThermoScan® är ett registrerat varumärke som tillhör Braun Company.

Welch Allyn Sverige

Verkstadsgratan 12, 263 39 Höganäs
Tel: 042-330 220 Fax: 042-333 210
Hemsida www.welchallyn.se

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™