

# Oftalmoscópio Welch Allyn Pocket LED e Pocket Plus LED

## Especificações do produto:



	Oftalmoscópio Pocket LED	Oftalmoscópio Pocket Plus LED
MODELOS	12870-BLK, 12870-WHT, 12870-PUR, 12870-BLU	12880-BLK, 12880-WHT, 12880-PUR, 12880-BLU
Altura Total	17,5 cm	17,5 cm
Largura da Cabeça	3,3 cm	3,3 cm
Profundidade da Cabeça	3,0 cm	3,0 cm
Diâmetro do Cabo	2,1 cm	2,1 cm
Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas)	2,56 oz (72,6 gr.)	2,56 oz (72,6 gr.)
Tipo de Pilha (não incluído)	Alcalina AA x 2	Alcalina AA x 2
Duração das Pilhas	> 5 horas	> 5 horas
Tipo de Lâmpada	LED SureColor™	LED SureColor™
Duração da Lâmpada	Até 20,000 horas	Até 20,000 horas
Faixa de Dioptria	-20 a +20	-20 a +20
Escala de Dioptrias	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	-20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20
Tipos de Filtro	Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra	Livre de Vermelho, Azul Cobalto, Densidade Neutra
Tamanhos do Ponto de Abertura	5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação)	5 (Microponto, Pequeno, Grande, Fenda, Fixação)
Abertura Grande de Fluxo Total (Lumens, Andor)	.20 a .50 Lúmens	.20 a .50 Lúmens
Campo de Iluminação/ Distribuição na Abertura Grande	11,4 mm a uma distância de 50 mm	11,4 mm a uma distância de 50 mm
Standards	IEC 60601-1, 60601-1-2 ISO 15004-1, 15004-2, 10942, 10993-1	



REGISTRO ANVISA 80011689005



### Opções de Cores Disponíveis

Ônix, Azul, Violeta e Neve

# Otoscópio Welch Allyn Pocket LED e Pocket Plus LED

## Especificações do produto:



	Otoscópio Pocket LED	Otoscópio Pocket Plus LED
MODELOS	22870-BLK, 22870-WHT, 22870-PUR, 22870-BLU	22880-BLK, 22880-WHT, 22880-PUR, 22880-BLU
Altura Total	16,8 cm	16,8 cm
Largura da Cabeça	3,0 cm	3,0 cm
Profundidade da Cabeça	5,1 cm	5,1 cm
Diâmetro do Cabo	2,1 cm	2,1 cm
Peso da Cabeça e Cabo (sem pilhas)	2,53 oz (71,7 gr.)	2,53 oz (71,7 gr.)
Tipo de pilha (não incluído)	Alcalina AA x 2	Alcalina AA x 2
Duração das Pilhas	> 5 horas	> 5 horas
Tipo de Lâmpada	LED SureColor™	LED SureColor™
Duração da Lâmpada	Até 20,000 horas	Até 20,000 horas
Transmissão da Luz	Fibra ótica	Fibra Ótica
Capacidade de Ampliação	3,6X	3,6X
Dioptria	10,4	10,4
Distância de Trabalho com Espéculo do 4,5 mm (visual, melhor distância de focal)	12,4 mm da Ponta de Espéculo do 4.5 mm	12,4 mm da Ponta de Espéculo do 4.5 mm
Resolução com Espéculos (visual, lp/mm)	8 lp/mm à Distância de Trabalho	8 lp/mm à Distância de Trabalho
Profundidade Focal com Espéculos (visual)	11 a 25 mm da Ponta do Espéculo	11 a 25 mm da Ponta do Espéculo
Comprimento Focal	96 mm (3,8 in.)	96 mm (3,8 in.)
Campo de Iluminação/Distribuição	34,1 mm a uma Distância de 50 mm da Ponta	34,1 mm a uma Distância de 50 mm da Ponta
Fluxo Total (Lumens, Andor)	2,90 lumens	5,50 lumens
Porta/ Vedação para Otoscopia Pneumática	Sim	Sim
Standards	IEC 60601-1, 60601-1-2 ISO 10993-1	



REGISTRO ANVISA 80011680050



### Opções de Cores Disponíveis

Ônix, Azul, Violeta e Neve

Para obter mais informações sobre o Otoscópio e Oftalmoscópio Pocket LED e Pocket Plus LED da Welch Allyn, contate seu Distribuidor Local ou Representante de Vendas da Welch Allyn.