



Pruebas de Electrocardiógrafo (ECG) de Alta Calidad que se Adaptan a su Consultorio y a su Presupuesto



Presentamos el simple y asequible Electrocardiógrafo CP 50™ de Welch Allyn.


Obtenga la potencia de un ECG totalmente equipado en un paquete compacto, asequible y fácil de usar con el nuevo Electrocardiógrafo CP 50 de Welch Allyn. Gracias a su simple operación con un solo botón, el CP 50 facilita la realización de pruebas de ECG para profesionales capacitados de todos los niveles de habilidades. Y con sus avanzadas características como un monitor con pantalla táctil a color, impresora térmica de alta resolución y una gama completa de opciones de conectividad de Registro Médico Electrónico (RME), el CP 50 le ofrece las opciones que su consultorio necesita a un precio que se adapta a su presupuesto.



FÁCIL DE USAR

Monitor con pantalla táctil

Su fácil operación con un solo botón lo guía a través de cada prueba de manera rápida y sencilla.



FÁCIL DE ENTENDER

Instrucciones en pantalla

Ahorra tiempo valioso y asegura la captura de datos precisos al resaltar las señales y conexiones deficientes.



FÁCIL DE LEER

Formatos de informe programables


Imprime informes en el formato que mejor se adapte a sus necesidades gracias a su impresora térmica de alta resolución.

Envíe su consultorio y sus datos donde los necesite con el ECG CP 50 de Welch Allyn



Liviano y portátil

- La operación con un botón permite que la configuración y la operación sean rápidas
- Estuche de transporte opcional
- Pedestal móvil opcional
- Solo pesa un poco más de 2 kg



Estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn

Reúna todos los datos cardiopulmonares con la estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn

- Administre la información del paciente con las pruebas efectuadas con el set completo de dispositivos cardiopulmonares de Welch Allyn
- Olvídense de los papeles y gane eficacia
- Almacene, acceda, revise, compare y edite los datos de las pruebas de diagnóstico desde cualquier computador de su red
- Recupere los registros con sólo tocar una tecla, revise y edite directamente en la pantalla
- Acceda a la información desde las salas de examinación, su consultorio o en el hogar



Welch Allyn CP 50 Plus
Transfiere información
mediante USB o Ethernet

Software para la
estación de trabajo
CardioPerfect™
de Welch Allyn



Registre los datos de la prueba
y la información del paciente en
los registros de cada paciente
en su RME para su análisis
y almacenamiento permanente



Conecte, administre y comparta la información del paciente

Basta una conexión USB o Ethernet para transferir los datos del paciente desde el CP 50 Plus hacia la estación de trabajo CardioPerfect™ de Welch Allyn y darle así a su consultorio la capacidad para conectarse a distintos sistemas, plataformas o incluso a colegas... ¡en cualquier lugar, en su consultorio o en el mundo!



Telemedicina

Mejore sus capacidades de diagnóstico con la telemedicina

Use el CP 50 Plus con la estación de trabajo CardioPerfect™ para transmitir digitalmente los datos de las pruebas de diagnóstico para la revisión por parte de un experto y almacénelos en una ubicación central.



Opciones de configuración flexible que satisfacen las necesidades de su consultorio

Elija el mejor CP 50 para usted



Welch Allyn CP 50™

- Monitor confiable con pantalla táctil
- Interpretación de MEANS opcional
- Impresora térmica de alta resolución

Welch Allyn CP 50™ Plus con conectividad

Incluye todas las características del CP 50, más:

- Opciones de conectividad para su RME
- Capacidad de impresión externa
- Campos de entrada de datos de pacientes programables
- Controles administrativos
- Almacene los ECG en una memoria USB en formato PDF

Opciones de accesorios: AHA, IEC, electrodos reutilizables/descartables

Idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, español, portugués, polaco, danés, holandés, chino, ruso, noruego, sueco y vietnamita

Fuente de alimentación: Disponible con estilos de enchufes que son compatibles con cualquier fuente de alimentación.

Comuníquese con su representante o distribuidor local de Welch Allyn para obtener la lista completa de configuraciones o visite www.welchallyn.com/Latinoamerica hoy mismo para obtener más información.

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
United States
(Tel.) 1 305 699 9003

www.welchallyn.com/Latinoamerica