



Tecnología de excelencia para un rendimiento en el que puede confiar.

Oftalmoscopios Welch Allyn

Desde que inventó el primer oftalmoscopio portátil de iluminación directa en 1915, Welch Allyn ha liderado la innovación en oftalmoscopia. Desde nuestro Pocket Junior, cómodo y compacto, hasta la innovadora óptica del oftalmoscopio PanOptic™ que permite un campo de visión 5 veces más amplio que el oftalmoscopio estándar. Los oftalmoscopios Welch Allyn se ha ganado una reputación internacional por utilizar las últimas tecnologías que permiten un rendimiento confiable y ayuda a que vea más pacientes, realice diagnósticos mejor informado, además de ofrecer un mejor servicio.

- Líder mundial en oftalmoscopios e instrumentos de diagnóstico
- Gama completa de tecnologías tradicionales e innovadoras en una amplia variedad de formas y tamaños que se ajustan a sus necesidades
- Lámparas LED de repuesto disponibles que mantienen la sensación de la luz halógena mientras ofrecen la durabilidad y el rendimiento de la tecnología LED
- Disponibles en formato independiente, con fuente de energía o en un conjunto de diagnóstico completo






WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

Oftalmoscopios Welch Allyn y fuentes de energía: Especificaciones

									
	OFTALMOSCOPIO ESTÁNDAR	OFTALMOSCOPIO COAXIAL	OFTALMOSCOPIO AUTOSTEP® COAXIAL	COAXIAL-PLUS PRESTIGE	OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™	OFTALMOSCOPIO PANOPTIC™ CON FILTRO AZUL COBALTO Y LENTE DE VISUALIZACIÓN DE LA CÓRNEA	OFTALMOSCOPIO POCKET JUNIOR	OFTALMOSCOPIO POCKETSCOPE™	OFTALMOSCOPIO POCKETSCOPE™
	11710	11720	11730	11735	11810	11820	12850	12820	12800
LUZ	Halógena	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	HPX™	Halógena	Halógena	Halógena
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V
ESPEJO/ÓPTICA	Estándar	Coaxial	Coaxial	Coaxial	Axial PointSource™	Axial PointSource™	Estándar	Estándar	Estándar
APERTURAS	6	6	6	6	5	4	6	6	6
FILTROS	1	3	3	4	1	2	2	2	2
LENSES	28	28	68	68	No	No	48	48	48
DIOPTRÍAS	Rango: +40 a -25	Rango: +40 a -25	Rango: +30 a -30	Rango: +30 a -30	Rango: -20 a +20	Rango: -20 a +20	Rango: -25 a +22	Rango: -25 a +22	Rango: -25 a +22
DIAL DE ENFOQUE	No	No	No	No	Sí	Sí	No	No	No
ACTUALIZACIÓN DE LED	No	04900-LED	04900-LED	04900-LED	03800-LED	03800-LED	No	No	No
FOCO	03000-U	04900-U	04900-U	04900-U	03800-U	03800-U	03900-U	03900-U	03900-U
BATERÍAS	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	Fuente de energía de 3,5 V	2 AA	2 AA	NiCa (recargable)
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

Fuentes de energía

					
	71900*	71000-A*	71000-C*	76710*	71140
TIPO DE BATERÍA	ión de litio	Níquel cadmio	Níquel cadmio	N/A	N/A
ENERGÍA	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V	3,5 V
TIEMPO DE USO	120 minutos	60 minutos	60 minutos	Alimentación de CA	Alimentación de CA
BATERÍA CON MEMORIA	No	Sí	Sí	N/A	N/A
RECARGABLE	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
BATERÍAS ALCALINAS TIPO C	No	No	Sí	N/A	N/A
120 V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
BATERÍA	71960	72300	72300	N/A	N/A
INDICADOR DE BAJA ENERGÍA	Sí	No	No	N/A	N/A
MATERIAL DEL MANGO	Resina Cycology®	Cromado (bronce)	Cromado (bronce)		
OPCIÓN DE CARGADOR DE ESCRITORIO	Sí	Sí	Sí	N/A	N/A
TERMINADO	Negro/Liso	Corrugada	Corrugada	N/A	N/A
CONVERTIBLE	No	Sí*	Sí*	N/A	N/A
CONTROL DE INTENSIDAD DE LA LUZ	Sí	Sí	Sí	Sí	N/A
SISTEMA DE INTEGRACIÓN DEL CABEZAL	Giro	Giro	Giro	Giro	N/A

*Se puede adjuntar cualquier cabezal de 3,5 V

Para obtener más información sobre estos y otros productos de Welch Allyn, visítenos en línea en www.welchallyn.com.

Welch Allyn Latin America
10205 NW 19th St, Suite 100
Miami, FL 33172
(Tel.): 1 305 699 9003 www.welchallyn.com

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™