

Seleccione los instrumentos que necesita para realizar un examen de diagnóstico completo:



### Transformador de pared

#### Green Series™ 777

Energía eficiente con reóstatos en los mangos y sensores de encendido/apagado automático que simplifican el funcionamiento.



### Oftalmoscopio coaxial de 3,5 V

Múltiples opciones de apertura/filtro ofrecen un rendimiento duradero y confiable para exámenes generales y específicos.



### Oftalmoscopio PanOptic™

Campo de visión del fondo de ojo 5 veces más amplio que con oftalmoscopios estándar en un ojo no dilatado (25° en comparación con 5°).



### Otoscopio MacroView™

Una vista casi completa de la membrana timpánica con una magnificación 30 % mayor que un otoscopio tradicional.



### Otoscopio neumático

Lente giratorio con súper sello habilita el otoscopio neumático y una instrumentación más fácil.



### Dispensador de espéculos desechables

#### KleenSpec®

Ofrece una óptima organización de las puntas de otoscopio desechables. Viene equipado con espéculos.



### Esfigmomanómetro aneroide de pared

Manómetro libre de mercurio, con movimiento sobre rubíes y de fácil lectura, posee precisión certificada dentro del uno por ciento de la escala ( $\pm 3$  mmHg).



### Dispositivos Spot Vital Signs®/Spot Vital Signs® LXi/Connex® ProBP™

La forma rápida, precisa y eficaz de medir los signos vitales. Permite transferencia electrónica de los datos a un sistema EHR.



### Termómetro electrónico SureTemp® Plus

Ofrece lecturas orales precisas en apenas cuatro a seis segundos; lecturas rectales y axilares en niños en tan solo 10 a 13 segundos y lecturas axilares en adultos en apenas 12 a 15 segundos.

## El sistema integrado de pared Green Series™ 777 de Welch Allyn

### Sistemas recomendados:



#### 77791-MX

Incluye transformador de pared GS 777 (n.º 77710); oftalmoscopio coaxial (n.º 11720); otoscopio MacroView (n.º 23810); esfigmomanómetro aneroide de pared (n.º 7670-01), dispensador KleenSpec (n.º 52400-PF); y termómetro SureTemp Plus (n.º 01690-300).



#### 77791-2MPX

Incluye transformador de pared GS 777 (n.º 77710); oftalmoscopio PanOptic (n.º 11820); otoscopio MacroView (n.º 23810); esfigmomanómetro aneroide de pared (n.º 7670-01), dispensador KleenSpec (n.º 52400-PF); y termómetro SureTemp Plus (n.º 01690-300).



#### 77791-2MPXPROBP

Incluye transformador de pared GS 777 (n.º 77710); oftalmoscopio PanOptic (n.º 11820); otoscopio MacroView (n.º 23810); dispensador KleenSpec (n.º 52400-PF); dispositivo digital para medir la presión arterial Connex ProBP (n.º 34XFWT-B); y termómetro SureTemp Plus (n.º 01690-300).



#### 77794-2MPLXI

Incluye transformador de pared GS 777 (n.º 77710); oftalmoscopio PanOptic (n.º 11820); otoscopio MacroView (n.º 23810); dispensador KleenSpec (n.º 52400-PF); y montaje de pared para Spot Vital Signs LXi (n.º 4500-62). Spot Vital Signs/Spot Vital Signs LXi se venden por separado.

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

N.º De PARTE	TABLERO PARA PARED	TRANSFORMADOR DE PARED GS 777	OFTALMOSCOPIO	OFTALMOSCOPIOS COAXIALES	OFTALMOSCOPIOS PANOPTIC™	OTOSCOPIO DE DIAGNÓSTICO	OTOSCOPIOS DE DIAGNÓSTICO MACROVIEW™	ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PARED	TENSIOMETRO DIGITAL CONNEX® PROBP™	OTOSCOPIO NEUMÁTICO	DISPENSADORES KLEENSPEC®	AROS DE BLOQUEO	TERMÓMETRO SURETEMP® PLUS
		77710	11710	11720	11810 11820	25020	23810 23820	7670-01	34XFWT-2 34XFWT-B	20200	52400-PF 52100-PF	76700	01690-300
<b>Sistemas Integrados de Pared</b>													
77791X		77710	•			•		•		•	•	•	•
77791-1MPX	•	77710			•		•	•		•	•		•
77791-2X	•	77712	•			•		•			•		•
77791-MX	•	77710		•			•	•			•		•
77791-2MPX	•	77710				•		•			•		•
77791-2MP2X	•	77712				•		•			•		•
77792-M	•	77710		•				•			•		•
77792-1MP	•	77710			•			•			•		•
77792-16M	•	77710		•				•			•		•
77792-2	•	77712	•					•			•		•
77792-2MP	•	77710				•		•		•	•		•
77792-2MP2	•	77712				•		•		•	•		•
77792-MNOBP	•	77710		•				•			•		•
77793-M2X	•	77712		•				•			•		•
77795-2MPX	•	77710			•			•			•		•
77796-M	•	77710		•				•		•	•		•
77796-MX	•	77716		•			•	•			•		•
77796-2MP	•	77716			•		•	•			•		•
77796-2MPX	•	77716			•		•	•			•		•
77796-MXNOBP	•	77716		•			•	•			•		•
<b>Sistemas Integrados de Pared con Tensiómetro Digital Connex ProBP</b>													
77791-MXPROBP	•	77710		•			•		•		•		•
77791-2MPXPROBP	•	77710			•		•		•		•		•
77791-MXPROBP2	•	77712		•			•		•	•	•		•
77791-2MPXPROBP2	•	77712			•		•		•	•	•		•
<b>Sistemas Integrados de Pared para Spot o Spot LXI (incluye soporte de montaje para pared para Spot/Spot LXI) • Los modelos Spot/Spot LXI se ordenan por separado</b>													
77794-MSPOT	•	77710		•			•				•		•
77794-MLXI	•	77710		•			•				•		•
<b>Sets de Transformadores de Pared</b>													
77510		77710									•		•
77516		77716						•			•		•
77910		77710						•			•		•
77710-71		77710	•			•							
77710-71M		77710		•			•						
77710-72M2		77712		•			•	•					
77710-81M		77710			•		•						
77710-82M		77710			•		•						
77710-82M2		77712			•		•						
77716 COMP		77716		•		•						•	
77716-71M		77716		•			•					•	
77716-82M		77716			•		•					•	
77742		77712		•		•						•	
77742-1		77712	•			•						•	

\*No todas las configuraciones están disponibles en todos los países. Consulte a su representante local de Welch Allyn.